



Solutions pour la chirurgie

Catalogue de produits 2018/2019

CATALOGUE DE PRODUITS

Table des matières

Mölnlycke® Faire ses preuves jour après jour . . . 2	Tampons/Compressees 44	Gestion du chauffage des patients
Solutions chirurgicales 3	Instruments chirurgicaux Mölnlycke® 45	Couverture chauffante/BARRIER EasyWarm72
Trousses chirurgicales spécifiques Mölnlycke® 4	Instruments monopolaires 46	Gants Biogel® 73-74
Gains d'efficacité démontrés avec	Trocarts 47	Matériaux des gants chirurgicaux 75
des trousses chirurgicales Mölnlycke® 5	Poche de récupération amovible 48	Gants chirurgicaux exempts de latex . . . 76-77
Champs opératoires BARRIER® 6	Electrode monopolaire à crochet en L 48	Matériaux des gants chirurgicaux 78
Légende des chiffres/Matériaux 7	Ciseaux monopolaires 48	Gants chirurgicaux en latex 79
Index des matériaux 8	Aiguilles de Veress 48	Gants d'examen 80
Champs opératoires BARRIER®	Câbles d'instruments monopolaires 48	Désinfection HiBi® 81
BARRIER Flex - zones adhésives extensibles 9	Système d'aspiration/d'irrigation 48	Produits HiBi 82
Matériaux des champs opératoires 10	Mölnlycke® Pulsed Lavage	Désinfectants HiBi 83
Trousses universelles 11	Système Pulsed Lavage 49	Références 84
Laparoscopie 12	Tenues de bloc BARRIER® 51	
Chirurgie générale/abdominale 13	Matériaux des casaques chirurgicales . . . 52-53	
Orthopédie 14-19	Casaques chirurgicales (EN 13795)	
Gynécologie/Obstétrique 20-22	Ultimate 54	
Pédiatrie 23	Classic 55	
Urologie 24	Universal 56	
Chirurgie cardiaque/thoracique 25	FPP/Urologie 57	
Trousse cardiovasculaire hybride 25	Primary 58	
Angiographie 26	Coiffes chirurgicales	
Neurochirurgie 27	Charlottes 59	
ORL/Dentaire 28-29	Cagoules 60	
Ophthalmologie 30	Spécial 61	
Produits complémentaires	Vue d'ensemble des coiffes chirurgicales . . 62	
Housse de tables d'instruments/	Masques faciaux médicaux	
Champs de table 31	(masques chirurgicaux)	
Champs opératoires 32-33	Standard (EN 14683 type II) 63	
Champs à fente 34	Spécial (EN 14683 type II) 64	
Champs perforés 35-36	Extra Protection (EN 14683 TYPE II R) 65	
OP-tape/Passe-tubulures auto-agrippants 37	Masques de protection respiratoire	
Poches d'aspiration/Poches de recueil 38	(EN149:2001) 66	
Stockinettes/Jambière/	Vue d'ensemble des masques 66	
Housse d'accoudoir 39	Tenues de bloc	
Enveloppes caméra/Housses universelles 40	Basic/Unisoft 67	
Housses de l'équipement 41	Veste chauffante Basic/Unisoft 68	
Poches universelles/Films d'incision 42	Clean Air Suit 69	
Compressees abdominales 43	Blouses d'isolation/Tabliers 70	
	Tenues diverses 71	



PROVING IT
EVERY DAY

Faire ses preuves jour après jour

Le secteur de la santé se trouve en plein bouleversement. Nous savons que les professionnels de santé sont contraints de traiter toujours plus de patients et de garantir une prise en charge toujours meilleure, et ce tout en maintenant les coûts à un faible niveau. Malgré cette tâche exigeante, ils travaillent toujours avec passion, professionnalisme et un engagement absolu.

A Mölnlycke, nous considérons que les défis qu'affrontent les professionnels de santé sont aussi les nôtres. Comme vous, nous souhaitons trouver de nouvelles manières d'améliorer encore les résultats du secteur de la santé. Et ce avec passion, professionnalisme et un engagement absolu, exactement comme vous. Et nous tenons à le prouver chaque jour.

«Le nombre des interventions au augmenté de 18% et 1060 heures ont été épargnées au cours de l'ensemble de la procédure de travail. Il en a résulté des économies d'environ 61 000 CHF.»

Hartmut Freckmann, infirmier/coordonateur de bloc opératoire en chef, Allemagne, à propos des troussees chirurgicales sur-mesure

Nos solutions

Solutions chirurgicales

Au sein du bloc opératoire, sécurité et efficacité sont les maîtres-mots. Nous coopérons en continu avec des professionnels de santé afin d'identifier ce qui peut vous aider à obtenir des résultats encore meilleurs. Nos troussees chirurgicales Mölnlycke® sur-mesure en sont un bon exemple. Elles contiennent les composants à usage unique requis pour une intervention chirurgicale donnée, dont des instruments, des champs opératoires, des casaques chirurgicales et des pansements. Cette solution pratique réduit les déchets, permet de gagner du temps et assure un plus grand contrôle par les services des achats sur les coûts. Et il ne s'agit que de l'un des exemples de la manière dont nous contribuons à améliorer l'efficacité au sein du bloc opératoire.

Notre gamme de produits

Notre large gamme de produits contient tout, des instruments chirurgicaux aux casaques chirurgicales. Chaque solution a été développée afin d'améliorer l'efficacité et de contribuer à l'obtention d'un résultat optimal pour le personnel chirurgical et le patient.

Nos principales marques

Troussees chirurgicales Mölnlycke® - l'ensemble des articles à usage unique nécessaires à une intervention chirurgicale dans un emballage stérile pratique permettant d'offrir une solution vraiment sur-mesure et exhaustive aux professionnels de santé.

Instruments chirurgicaux Mölnlycke® - une large sélection d'instruments à usage unique, dont des trocarts pour des interventions mini-invasives.

Gants chirurgicaux Biogel® - pour la protection à titre de système à gant double avec indicateur de perforation. De plus, le premier choix en termes d'ajustement, de sensation et de confort.*

Champs BARRIER® - une large gamme spécialement développée pour différentes interventions chirurgicales.

Tenues de bloc BARRIER® - un large assortiment de tenues de protection gages de sécurité et de confort pour les professionnels de santé et les patients.



Instruments chirurgicaux de Mölnlycke

* Données archivées à Mölnlycke.



40% Réduction du temps de préparation

Disposant de tous les composants dans une trousse chirurgicale de Mölnlycke, le personnel chirurgical peut réduire le temps de préparation jusqu'à 40%.³

Trousses opératoires spécifiques Mölnlycke®

Les trousse chirurgicales spécifiques contiennent l'ensemble des produits à usage unique nécessaires à une intervention donnée. Le degré élevé de personnalisation offre de multiples possibilités d'amélioration de l'efficacité.

Les trousse chirurgicales Mölnlycke contiennent toujours les produits appropriés pour le type d'intervention correspondant. L'assortiment de composants est bien entendu remanié et étendu en continu afin de satisfaire les exigences croissantes au sein du bloc opératoire. Grâce à la qualité élevée et à la simplicité de manipulation des trousse chirurgicales, le personnel profite donc de procédures irréprochables, en particulier au cours de la préparation de l'intervention. Et cela permet, dans des cas individuels, d'exploiter des gains d'efficacité significatifs.

Les trousse Mölnlycke permettent à plus de patients de bénéficier de soins encore meilleurs

Des trousse chirurgicales sur-mesure permettent de manière générale des économies de temps. Mais il est aussi possible d'atteindre des améliorations de l'efficacité au sein de l'ensemble de l'établissement hospitalier. Mölnlycke propose une solution combinant des produits sûrs et de haute qualité et divers avantages en termes de livraison et de logistique à un accompagnement continu et des formations aux applications.

Les trousse chirurgicales Mölnlycke offrent le produit adapté à chaque intervention. L'ajustement individuel à vos besoins améliore l'efficacité dans de nombreux secteurs différents et plus de patients au sein de votre établissement de soins bénéficient ainsi d'une meilleure prise en charge.

Une solution personnalisée

Le large choix et la haute qualité des composants disponibles vous permettent de tou-

jours disposer de la composition optimale pour un type d'intervention spécifique.

Garantit une sécurité optimale

L'ensemble des composants ainsi que le système de conditionnement lui-même satisfont les normes les plus strictes permettant de garantir la sécurité des patients et du personnel.

Conseils d'experts, formation et accompagnement

L'équipe hautement qualifiée de Mölnlycke se tient à tout moment à votre disposition autour des formations et de l'accompagnement tout en vous fournissant des supports d'étude.

Fiabilité de livraison et de logistique

Les options de livraison et les conditions de conservation sont adaptées à vos besoins, vous disposez ainsi toujours de vos trousse chirurgicales lorsque vous en avez besoin.

Gains d'efficacité démontrés grâce aux trousse chirurgicales Mölnlycke®



Les résultats définitifs d'une étude multicentrique menée en Europe révèlent d'importants gains d'efficacité permis par l'utilisation de trousse chirurgicales Mölnlycke.

Au sein de l'un des établissements participant à l'étude, 11 trousse chirurgicales différentes sont utilisées chaque année dans le cadre de 2785 opérations au total. Les ressources libérées par les gains de temps, les économies et les optimisations des processus ont permis 500 opérations supplémentaires par rapport à l'année précédente, ce

qui correspond à une hausse de 18%. Dans un autre établissement hospitalier, le nombre des interventions a augmenté de 37,5%, passant de 40 à 55 opérations par jour. Ces résultats ont été rendu possibles par la combinaison de gains de temps, de changements de processus et de travail parallèle au sein de deux blocs opératoires permis par les trousse chirurgicales Mölnlycke.³

Voici quelques-uns des effets constatés suite à la mise en œuvre des trousse chirurgicales Mölnlycke:

- Utilisation plus efficace des blocs opératoires
- Réduction des temps de change
- Diminution des heures supplémentaires
- Concentration plus importante sur les tâches clés des soins peropératoires
- Améliorations de la qualité des suites de la réduction du stress et du respect de pauses
- Réduction des coûts dus à des erreurs



Champs opératoires BARRIER®

Les produits et solutions proposées dans le cadre de l'assortiment BARRIER ont été développés afin de pouvoir garantir le déroulement quotidien irréprochable des interventions au sein des blocs opératoires. Notre assortiment de produits spécifiques de haute qualité nous permet de vous proposer des solutions innovantes alliant protection, fonctionnalité et confort de manière optimale.

Du bon côté

Tous les produits BARRIER ont été développés afin d'assurer la plus grande protection possible des professionnels de santé et des patients ainsi qu'un contrôle optimal des infections. Les matériaux de revêtement chirurgicaux à usage unique et entièrement imperméables garantissent un contrôle efficace des infections.

Les matériaux absorbants et les poches

d'aspiration assurent un contrôle optimal des liquides et permettent de bénéficier d'un espace de travail sec.

Confort pour le patient et l'utilisateur

Bon nombre des champs Mölnlycke sont revêtus d'une agréable couche de confort en non-tissé du côté du patient. Ce matériau améliore non seulement le bien-être du patient mais aussi la résistance des champs à la déchirure. Un avantage supplémentaire réside dans le pliage des produits car nous avons accordé une attention particulière à une manipulation optimale et à l'application simple de nos champs opératoires.

Assortiment spécial pour l'orthopédie

Dans le secteur des soins orthopédiques, nous proposons un concept breveté à 3 zones pour une excellente gestion des fluides






et une résistance supérieure à la déchirure. Vous pouvez reconnaître ces champs au matériau spécial à la marque supplémentaire «Drisite® Plus».






Le petit extra






La gamme de produits BARRIER est complétée par un service optimal, des solutions logistiques personnalisées ainsi qu'une assistance sous la forme de conseils en matière de projet et de formations aux produits. Tous les champs opératoires BARRIER sont aussi disponibles dans nos trousse chirurgicales Mölnlycke sur-mesure.






				
Manchon élastique Utilisation: drapage	Film PE transparent Utilisation: drapage	Films d'incision Utilisation: drapage	Matériau imperméable à 1 couche Utilisation: drapage et casaque chirurgicales	Matériau absorbant et imperméable à deux couches Utilisation: drapage


				
Matériau absorbant et imperméable à 3 couches Utilisation: drapage	Matériau imperméable et à 2 couches Utilisation: drapage et casaque chirurgicales	Non-tissé hydrophobe Utilisation: drapage et casaque chirurgicales	Non-tissé hydrophobe Utilisation: drapage et casaque chirurgicales	Non-tissé hautement hydrophobe Utilisation: casaque chirurgicales

				
Matériau absorbant et imperméable renforcé Utilisation: drapage Renfort imperméable: casaque chirurgicales	Patch hautement absorbant à 1 couche Utilisation: drapage	Matériau hautement absorbant, imperméable et renforcé Utilisation: drapage	Matériau hautement absorbant, imperméable et renforcé Utilisation: drapage	Mousse Utilisation: drapage

				
Compresse abdominale spéciale avec boucle	Compresses en non-tissé standard	Tampons ronds de non-tissé standard	Compresses abdominales de non-tissé standard	Compresse abdominale spéciale avec boucle


		
Compresses abdominales de gaze standard	Compresses de gaze standard	Tampons ronds de gaze standard

Trousse universelle BARRIER Flex 5/10 66010




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
76001	2	Champs opératoires auto-adh. 90 x 75 cm, avec patch
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
76002	1	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm
76003	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champs opératoires BARRIER Flex auto-adhésifs



Réf.	Description	CI/CE
66002	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm, avec patch	15/30
76002	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm, avec patch	-/46
66003	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm, avec patch	12/24
76003	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm, avec patch	-/30

Champ opératoire BARRIER Flex auto-adhésif



Réf.	Description	CI/CE
66001	Champ opératoire auto-adh. 90 x 75 cm, avec patch	22/132
76001	Champ opératoire auto-adh. 90 x 75 cm, avec patch	-/120

Des produits qui disposent aussi de champs opératoires BARRIER Flex



Réf.	Description	Page
694245	Trousse de laparoscopie	12
61450	Trousse de laparoscopie Bariatrie	12
694241	Trousse de laparoscopie pour rectum	12
694242	Trousse de laparoscopie pour rectum Super	12
954226	Champ de laparoscopie pour position à plat	12
944206	Champ de laparoscopie pour position de lithotomie	12
944201	Champ de laparoscopie pour rectum pour position de lithotomie	12
61310	Champ de pédiatrie en T 200/270 x 320 cm, perforation: 10 x 14 cm	24
61340	Champ de pédiatrie 200 x 300 cm, renfort: 46 x 71 cm, perforation: 12 x 16,5 cm	24

Le champ opératoire BARRIER Flex convient à

- Interventions bariatriques/Bariatrie
- Interventions laparoscopiques
- Chirurgie mammaire
- Chirurgie ORL/plastique

Avantages liés à l'utilisation des nouveaux champs opératoires BARRIER Flex

- Zone auto-adhésive flexible et modelable de manière optimale permettant un drapage efficace, même dans les régions complexes
 - La substance adhésive assure un drapage sûr et étanche même en contact avec d'importantes quantités de liquides
- Manipulation simple pour une personne


*Tous les matériaux indiqués ici sont exempts de latex!

Trousses universelles - Différentes versions pour les besoins de vos opérations

Notre standard: la qualité


Standard, à 4 épaisseurs

Pour un fort écoulement de liquides




Basic

3 couches sans patch, pour un écoulement faible à modéré de liquides




Trousse universelle Basic* 6/12 698900



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
910200	2	Champs opératoires auto-adh. 90 x 75 cm
967775	1	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm
967776	1	Champ opératoire auto-adh. 240 x 150 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


* Pour les interventions impliquant un faible écoulement de liquides.

Trousse universelle Standard 6/12 699054




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
910200	2	Champs opératoires auto-adh. 90 x 75 cm
967772	1	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm
967773	1	Champ opératoire auto-adh. 240 x 150 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse universelle Spécial 5/10 69918




Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
917069	2	Champs opératoires auto-adh. 100 x 100 cm
937771	1	Champ opératoire auto-adh. 240 x 175 cm
937782	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
95190	1	Champ de table renforcé, 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse universelle Super Standard 5/10 699140



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
947069	2	Champs opératoires auto-adh. 100 x 100 cm
967772	1	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm
967782	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse universelle Standard 5/10 699540




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
947069	2	Champs opératoires auto-adh. 100 x 100 cm
967784	1	Champ opératoire auto-adh. 200 x 200 cm
967782	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse universelle Standard avec casaques chirurgicales 4/8 699700




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
910200	2	Champs opératoires auto-adh. 90 x 75 cm
967772	1	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm
967773	1	Champ opératoire auto-adh. 240 x 150 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
750105	2	Casaques chirurgicales LL, 2 essuie-mains 45 x 33 cm, conditionnement en crêpe

Trousse de laparoscopie 5/10 694245




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
824098	1	Passe-tubulure auto-agrippant 2,5 x 30 cm
815332	1	Enveloppe de caméra 14 x 250 cm avec pointe perforée
944205	1	Champ opératoire de laparoscopie avec jambières intégrées 250/175/270 x 260 cm, perforation auto-adh. 25 x 30 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de laparoscopie Bariatrie 5/10 61450




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
824098	2	Passe-tubulures auto-agrippants 2,5 x 30 cm
815332	1	Enveloppe de caméra 14 x 250 cm avec pointe perforée
975880	2	Poches à instruments auto-adh. 25 x 40 cm
70550	1	Champ opératoire de laparoscopie 280/230/270 x 335 cm, perforation auto-adh. 32 x 42 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de laparoscopie pour rectum 5/10 694241




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
824098	1	Passe-tubulure auto-agrippant 2,5 x 30 cm
910598	1	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm
944200	1	Champ opératoire de laparoscopie 250/175/270 x 260 cm, perforation auto-adh. 25 x 30 cm et perforation 13 x 24 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de laparoscopie pour rectum large 5/10 694242




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
824098	1	Passe-tubulure auto-agrippant 2,5 x 30 cm
910598	1	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm
944210	1	Champ opératoire de laparoscopie 300/200 x 270 x 295 cm, perforation auto-adh. 25 x 30 cm et perforation 13 x 24 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ de laparoscopie pour position à plat




Réf.	Unité	Description
954226	1	Champ de laparoscopie 200 / 250 x 340 cm, perforation auto-adh. 32 x 30 cm

Champ de laparoscopie pour position de lithotomie




Réf.	Unité	Description
944206	1	Champ opératoire de laparoscopie avec jambières 250 / 200 / 300 x 260 cm, perforation auto-adh. 32 x 30 cm

Champ de laparoscopie pour rectum pour position de lithotomie



Réf.	Unité	Description
944201	1	Champ de laparoscopie pour rectum avec jambières 250 / 200 / 300 x 260 cm, perforations auto-adh. 32 x 30 cm et auto-adh. 10 x 13 cm


Trousse de champ en «U» 5/10 60620



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
910200	1	Champ opératoire auto-adh., 90 x 75 cm
70504	1	Champ à fente* auto-adh. 200 x 260 cm, fente: 20 x 102 cm
76409	1	Champ opératoire auto-adh., renfort 240 x 175 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse pour petites interventions 9/18 697600




Réf.	Unité	Description
	2	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
980057	1	Champ perforé 200 x 240 cm Perforation auto-adh. 12 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


Champs de laparotomie



Réf.	Description	CI/CE
61330	Champ de laparotomie en T 200/270 x 320 cm, zone d'incision: 23 x 36 cm	10/20
71330	Champ de laparotomie en T 200/270 x 315 cm, renfort: 46 x 71 cm, zone d'incision: 23 x 36 cm	




Réf.	Description	CI/CE
61360	Champ de laparotomie 200/270 x 320 cm, perforation auto-adh. 20 x 30 cm,	8/16
71360	Champ de laparotomie 200/270 x 320 cm, perforation auto-adh. 20 x 30 cm	



Réf.	Description	CI/CE
825000	Champ de laparotomie 200 x 315 cm, perforation auto-adh. 11 x 22 cm, avec patch 50 x 70 cm	12/24
980250	Champ de laparotomie 200 x 315 cm, perforation auto-adh. 11 x 22 cm, avec patch 50 x 70 cm	

Trousse pour main 5/10 **60306**




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
70310	1	Champ pour main 150/370 x 280 cm, manchon élastique 3,5 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse pour main sans housse de table 6/12 **60307**
d'instruments




Réf.	Unité	Description
70310	1	Champ pour main 150/370 x 280 cm, manchon élastique 3,5 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
90100	1	Champ de table 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbant
	1	Emballage en crêpe 100 x 100 cm

Champ opératoire pour la main



Réf.	Unité	Description	CI/CE
60310	1	Champ pour main 150/370 x 280 cm, manchon élastique 3,5 cm	7/14
70310	1	Champ pour main 150/370 x 280 cm, manchon élastique 3,5 cm	


Champs pour main/pied*



Réf.	Description	CI/CE
60308	Champ pour main/pied 150 x 180 cm, manchon élastique 3,5 cm	13/52
70308	Champ pour main/pied 150 x 180 cm, manchon élastique 3,5 cm	
60309	Champ pour main/pied 230 x 315 cm, manchon élastique 3,5 cm	11/22
70309	Champ pour main/pied 230 x 315 cm, manchon élastique 3,5 cm	

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour main/pied 7/14 **60303**



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
70309	1	Champ pour main/pied* 230 x 315 cm, manchon élastique: 3,5 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse bilatérale pour pied 7/14 **60300**



Réf.	Unité	Description
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
70311	1	Champ pour pied bilatéral* 200 x 300 cm, 2 manchons élastiques: 3,5 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse de champ à fente Basis II 6/12 **60618**



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
70508	1	Champ à fente* auto-adh. 230 x 150 cm, fente: 7 x 65 cm
911500	2	OP-tape 9 x 49 cm
76408	1	Champ opératoire auto-adh. 200 x 240 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour extrémité 4/4 **60206**



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
910598	1	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm, 3 couches
70214	1	Champ opératoire pour extrémité* 200/300 x 320 cm, manchon élastique 7 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour extrémité 5/10 **60208**



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
910598	1	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm, 3 couches
70213	1	Champ opératoire pour extrémité* 230 x 315 cm, manchon élastique 7 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour extrémité avec Stockinette 5/10 **60209**



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
946111	1	Stockinette, petite 22 x 75 cm
70213	1	Champ opératoire pour extrémité* 230 x 315 cm, manchon élastique 7 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Champs pour extrémité*



Réf.	Description	CI/CE
60210	Champ opératoire pour extrémité 250 x 315 cm, manchon élastique: 7 cm, renfort: 70 x 140 cm	9/18
70210	Champ opératoire pour extrémité 250 x 315 cm, manchon élastique: 7 cm, renfort: 70 x 140 cm	
60211	Champ opératoire pour extrémité 200 x 300 cm, manchon élastique 7 cm	11/22
70211	Champ opératoire pour extrémité 200 x 300 cm, manchon élastique: 7 cm, renfort: 70 x 140 cm	
60212	Champ opératoire pour extrémité 230 x 315 cm, manchon élastique: 7 cm, conditionnement en crêpe	10/20
70214	Champ opératoire pour extrémité 200/300 x 320 cm, manchon élastique: 7 cm, renfort: 70 x 140 cm	
60213	Champ opératoire pour extrémité 230 x 315 cm, manchon élastique 7 cm	10/20
70213	Champ opératoire pour extrémité 230 x 315 cm, manchon élastique: 7 cm, renfort: 70 x 140 cm	

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Champ pour extrémité en T



Réf.	Description	CI/CE
60214	Champ opératoire pour extrémité* En T 200/300 x 320 cm, manchon élastique 7 cm	7/14
70214	Champ opératoire pour extrémité 200/300 x 320 cm, manchon élastique: 7 cm, renfort: 70 x 140 cm	


*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse de gonarthroscopie 5/10 60101




Réf.	Unité	Description
70104	1	Champ opératoire de gonarthroscopie 230 x 320 cm, manchons élastiques: 7 cm et 5 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de gonarthroscopie 4/8 60102




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
946111	1	Stockinette, petite 22 x 75 cm
70104	1	Champ opératoire de gonarthroscopie 230 x 320 cm, manchons élastiques: 7 cm et 5 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de gonarthroscopie 4/8 60103



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
31142691	1	Poche pour matériel de suture 16,5 x 30,5 cm
9214	1	Champ préparatoire 120 x 150 cm, «U» 10 x 36 cm
946111	1	Stockinette, petite 22 x 75 cm
9475	1	Champ à fente 200 x 250 cm, fente en «U» 15 x 61 cm
70104	1	Champ opératoire de gonarthroscopie 230 x 320 cm, manchons élastiques: 7 cm et 5 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


Trousse bilatérale pour genou 7/14 60301



Réf.	Unité	Description
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
70313	1	Champ opératoire pour genou* bilatéral 200 x 300 cm, 2 manchons élastiques 7 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Champ de gonarthroscopie avec poche*



Réf.	Description	CI/CE
60105	Champ de gonarthroscopie avec poche 260/300 x 320 cm, 2 manchons élastiques 7 et 5 cm, conditionnement en crêpe	5/10
70105	Champ de gonarthroscopie avec poche 230/300 x 320 cm, 2 manchons élastiques 7 et 5 cm, conditionnement en crêpe	


*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Champ de gonarthroscopie



Réf.	Description	CI/CE
60104	Champ de gonarthroscopie 230 x 320 cm, manchons élastiques 7 et 5 cm	5/10
70104	Champ de gonarthroscopie 230 x 320 cm, manchons élastiques 7 et 5 cm	


Trousse de l'arthroscopie de l'épaule 4/8 60001



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
946111	1	Stockinette, petite 22 x 75 cm
70005	1	Champ opératoire pour l'épaule* auto-adh. 240 x 170 cm, fente: 15 x 45 cm
70007	1	Champ à fente* 230 x 295 cm, fente: 10 x 70 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant


*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse Beach Chair pour épaule 4/8 60003




Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
946111	1	Stockinette, petite 22 x 75 cm
70004	1	Champ opératoire pour l'épaule Beach Chair 400 x 240 cm, manchon élastique: 10 x 10 cm
9475	1	Champ à fente auto-adh. (plastique) 150 x 193 cm, fente: 15 x 61 cm, conditionnement en crêpe
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

Champ d'épaule Beach Chair



Réf.	Description	CI/CE
60004	Champ d'épaule Beach Chair 400 x 240 cm, manchon élastique: 10 x 10 cm, avec poche de recueil de liquides intégrée	6/12
70004	Champ d'épaule Beach Chair 400 x 240 cm, manchon élastique: 10 x 10 cm, avec poche de recueil de liquides intégrée	


Trousse pour hanche 4/8 60603



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	3	OP-tapes 9 x 49 cm
968005	1	Champ opératoire 75 x 90 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 90 cm absorbant
910184	1	Champ opératoire 90 x 150 cm
76410	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
70503	1	Champ à fente* auto-adh. 200 x 260 cm, fente: 7 x 102 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour hanche 4/8 60604



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	3	OP-tapes 9 x 49 cm
968005	1	Champ opératoire 75 x 90 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
910184	1	Champ opératoire 90 x 150 cm
76410	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
70504	1	Champ à fente* auto-adh. 200 x 260 cm, fente: 20 x 102 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour hanche avec Stockinette 4/8 60606



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
76409	1	Champ opératoire auto-adh., renfort 240 x 175 cm
946112	1	Stockinette, grande 32 x 120 cm
70503	1	Champ à fente* auto-adh. 200 x 260 cm, fente en «U»: 7 x 102 cm, renfort: 70 x 100 cm
9475	1	Champ à fente auto-adh. 150 x 193 cm plastique Fente en «U»: 15 x 61 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour hanche avec Stockinette 4/8 60608



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
968005	1	Champ opératoire, 2 couches 75 x 90 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
946112	1	Stockinette, grande 32 x 120 cm
70504	1	Champ à fente* auto-adh. 200 x 260 cm, fente: 20 x 102 cm
76410	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour hanche sans housse de table d'instruments -/4 60610



Réf.	Unité	Description
	14	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
70504	1	Champ à fente* auto-adh. 200 x 260 cm, fente en «U»: 20 x 102 cm, renfort: 70 x 100 cm
9475	1	Champ à fente auto-adh. 150 x 193 cm, plastique fente en «U»: 15 x 61 cm, conditionnement en crêpe
76410	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm, avec renfort
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour hanche 4/8 60611



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
968005	1	Champ opératoire 75 x 90 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
946112	1	Stockinette, grande 32 x 120 cm
70511	1	Champ à fente* auto-adh. 230 x 330 cm, fente: 20 x 102 cm
76410	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour hanche sans housse de table d'instruments 5/10 60613



Réf.	Unité	Description
	14	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
70504	1	Champ à fente* auto-adh. 200 x 260 cm, fente en «U»: 20 x 102 cm, renfort: 70 x 100 cm
76410	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm, avec renfort
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Trousse pour hanche 4/8 60616



Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
968005	1	Champ opératoire 75 x 90 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
946112	1	Stockinette, grande 32 x 120 cm
70513	1	Champ à fente* auto-adh. 250 x 290 cm, fente: 20 x 102 cm
76410	1	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant


*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Champ opératoire pour hanche All-in-One




Réf.	Description	CI/CE
60601	Champ opératoire pour hanche avec poche de dislocation 230/300 x 330 cm, manchon élastique: 18 x 22 cm	4/8
70601	Champ opératoire pour hanche avec poche de dislocation 230/300 x 330 cm, manchon élastique: 18 x 22 cm	

Trousse pour hanche All-in-One 3/6 60602




Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
946112	1	Stockinette, grande 32 x 120 cm
910598	2	Champs opératoires auto-adh. 75 x 75 cm, 3 couches
70601	1	Champ opératoire pour hanche avec poche de dislocation, 230/300 x 330 cm, manchon élastique: 18 x 22 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de champ vertical 6/12 903016




Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
815301	1	Champ opératoire vertical 330 x 240 cm, zone d'incision: 30 x 40 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

Champs verticaux




Réf.	Description	CI/CE
826010	Champ vertical 330 x 240 cm, zone d'incision: 25 x 86 cm	7/14
826020	Champ vertical 330 x 240 cm, zone d'incision: 30 x 40 cm	10/20
80000527	Champ vertical II 320 x 240 cm, zone d'incision: 30 x 60 cm	10/20

Trousse de champ vertical 4/8 903026




Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
815300	1	Champ opératoire vertical 330 x 240 cm, zone d'incision: 25 x 86 cm
95190	1	Champ de table 150 x 190 cm avec renfort, 75 x 190 cm absorbant

Champs verticaux




Réf.	Description	CI/CE
815300	Champ vertical 330 x 240 cm, zone d'incision: 25 x 86 cm	7/14
815301	Champ vertical 330 x 240 cm, zone d'incision: 30 x 40 cm	10/20
80008032	Champ vertical II 320 x 240 cm, zone d'incision: 30 x 61 cm	10/20

Trousse de gynécologie/cytoscopie 11/22 696110




Réf.	Unité	Description
906109	2	Jambière de lithotomie 75 x 120 cm
957961	1	Champ perforé 75 x 175 cm, perforation: 9 x 15 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de lithotomie 6/12 61010




Réf.	Unité	Description
972890	1	Champ sous-fessier 75 x 100 cm
906109	2	Jambière de lithotomie 75 x 120 cm
71000	1	Champ opératoire de lithotomie 75/150 x 170 cm, perforation auto-adh. 9 x 11 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de gynécologie 7/14 696810



Réf.	Unité	Description
	1	Essuie-mains en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
972890	1	Champ sous-fessier 75 x 100 cm
947064	1	Champ opératoire auto-adh. 50 x 50 cm, 3 couches
969681	1	Champ opératoire de gynécologie avec jambières 200/270 x 220 cm, perforation auto-adh. 9 x 13 cm à droite et à gauche
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


Trousse de gynécologie 7/14 888113



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	2	Champs en cellulose 18 x 25 cm
904762	1	Passe-tubulure auto-adh. 9 x 18 cm
988521	1	Champ opératoire de gynécologie* 60 x 116 cm, perforation auto-adh. 8 x 11 cm
965523	1	Champ opératoire avec jambières 200/270 x 215 cm, perforation 13 x 24 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


*Aussi disponible sous conditionnement individuel stérile, voir page 22.

Trousse de gynécologie avec poche 7/14 888112




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	2	Champs en cellulose 18 x 25 cm
904762	1	Passe-tubulure auto-adh. 9 x 18 cm
988520	1	Champ opératoire de gynécologie 60 x 116 cm avec poche d'aspiration, perforation auto-adh. 8 x 11 cm
965523	1	Champ opératoire avec jambières, 200/270 x 215 cm, perforation: 13 x 24 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de gynécologie tout-en-un 5/10 925984



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
824098	1	Passe-tubulure auto-agrippant 2,5 x 30 cm
972890	1	Champ sous-fessier 75 x 100 cm
950022	1	Champ opératoire de gynécologie 200/270 x 280 cm, perforation auto-adh. 8 x 11 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse d'urologie/de gynécologie 5/10 905020




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
972890	1	Champ sous-fessier 75 x 100 cm
990520	1	Champ opératoire d'urologie/de gyné- cologie 200/355 x 295 cm, perforation auto-adh. 17/8 x 28 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de gynécologie 8/16 696700



Réf.	Unité	Description
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
910519	2	Champ opératoire 75 x 90 cm
947064	1	Champ opératoire auto-adh. 50 x 50 cm
987762	1	Champ opératoire de lithotomie 150 x 235 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse pour incision de Pfannenstiel 6/12 694500



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
976945	1	Champ opératoire pour incision de Pfannenstiel 200/250 x 335 cm, perforation auto-adh. 30 x 16 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


Champ opératoire de gynécologie



Réf.	Description	CI/CE
988521	Champ opératoire de gynécologie 60 x 116 cm, perforation auto-adh. 8 x 11 cm	40/80


Aussi utilisable en association avec la trousse de laparoscopie pour rectum et la trousse de laparoscopie pour rectum Super.

Trousse pour césarienne avec jambières intégrées 4/8 694145



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
910433	1	Champ pour bébé 90 x 120 cm
969675	1	Champ opératoire de césarienne avec poche d'aspiration et jambières intégrées 250/175 cm/270 x 275 cm, zone d'incision: 38 x 32 cm, perforation: 18 x 16 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse pour césarienne pour position à plat 4/8 694135




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
910433	1	Champ pour bébé 90 x 120 cm
969673	1	Champ opératoire de césarienne avec poche d'aspiration 175/250 x 305 cm, zone d'incision: 38 x 32 cm, perforation: 18 x 16 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ opératoire de césarienne pour décubitus dorsal




Réf.	Description	CI/CE
65031	Champ opératoire de césarienne 175/250 x 300 cm, zone d'incision avec film Perforation: 38 x 32 cm, conditionnement en crêpe	6/12
969674	Champ opératoire de césarienne 175/250 x 300 cm, zone d'incision avec film Perforation: 38 x 32 cm, conditionnement en crêpe	

Trousse d'accouchement 5/20 914341




Réf.	Unité	Description
	6	Champs en cellulose 18 x 25 cm
304998	2	Comresse abdominale 56 x 80 cm
	1	revêtement absorbant 60 x 90 cm
904714	2	Champ opératoire 50 x 60 cm, 2 couches
968005	2	Champ opératoire 75 x 90 cm, 2 couches
	20	Comresse en non-tissé 10 x 10 cm
90100	1	Champ de table 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbant

Trousse d'accouchement 4/16 695000




Réf.	Unité	Description
	2	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
9229	1	Champ sous-fessier 85 x 120 cm, avec poche de recueil de liquides
906109	1	Jambière de lithotomie 75 x 120 cm (2 unités)
	1	Champ pour bébé 100 x 100 cm
968005	1	Champ opératoire 75 x 90 cm, 2 couches
910198	1	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ pour bébé




Réf.	Description	CI/CE
84541251	Champ pour bébé 77 x 77 cm, viscose et PE, collé à l'acrylique	18/108
9534	Champ pour bébé 77 x 77 cm, viscose et PE, collé à l'acrylique, non stérile	

Champs de pédiatrie




Réf.	Description	CI/CE
61310	Champ de pédiatrie en T, 200/270 x 320 cm, perforation: 10 x 14 cm	8/16
71310	Champ de pédiatrie en T, 200/270 x 315 cm, perforation: 10 x 16 cm	




61340	Champ de pédiatrie 200 x 300 cm, renfort: 44 x 77 cm, perforation: 12 x 16,5 cm	11/22
71340	Champ de pédiatrie 200 x 300 cm, renfort: 44 x 77 cm, perforation: 12 x 16,5 cm	

Trousse universelle de pédiatrie 6/12 699010




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
917198	2	Champs opératoires auto-adh. 75 x 75 cm, bord auto-adhésif: 2,5 cm
917775	1	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm, bord auto-adhésif: 2,5 cm
917776	1	Champ opératoire auto-adh. 240 x 148 cm, bord auto-adhésif: 2,5 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de RTU avec poche intégrée 6/12 888222




Réf.	Unité	Description
	1	Essuie-mains en cellulose 18 x 25 cm
904762	1	Passe-tubulure 9 x 18 cm
965520	1	Champ opératoire RTU 175/270 x 180 cm avec poche, perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm
90190	1	Doigtier pour la palpation
	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de RTU avec poche intégrée 6/12 888224




Réf.	Unité	Description
	1	Essuie-mains en cellulose 18 x 25 cm
904762	1	Passe-tubulure 9 x 18 cm
965522	1	Champ opératoire RTU 175/270 x 180 cm avec poche, tamis et tubulure d'évacuation, perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm
	1	Doigtier pour la palpation
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de RTU avec tamis intégré 7/14 888225



Réf.	Unité	Description
	1	Essuie-mains en cellulose 18 x 25 cm
904762	1	Passe-tubulure 9 x 18 cm
965525	1	Champ opératoire RTU 175/270 x 180 cm avec tamis, perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm, Doigtier pour la palpation
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de RTU avec poche intégrée 6/12 888226




Réf.	Unité	Description
	1	Essuie-mains en cellulose 18 x 25 cm
904762	1	Passe-tubulure 9 x 18 cm
965527	1	Champ opératoire RTU 175/270 x 240 cm avec poche, perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm, Doigtier pour la palpation
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ opératoire RTU




Réf.	Description	CI/CE
888227	Champ opératoire RTU 175/270 x 240 cm avec poche, perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm, Doigtier pour la palpation	8/16
965527	Champ opératoire RTU avec poche de recueil de liquides intégrée, 175/270 x 240 cm, perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm, doigtier pour la palpation	

Trousse de RTU avec tamis 7/14 65800




Réf.	Unité	Description
906109	2	Jambière de lithotomie 75 x 120 cm
75800	1	Champ opératoire RTU avec tamis 100/152 x 220 cm, perforation: 9 x 18 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ de néphroscopie




Réf.	Description	CI/CE
65810	Champ de néphroscopie 175 x 300 cm avec poche d'aspiration, conditionnement en crêpe, zone d'incision avec perforation: 5 cm	7/14
75810	Champ de néphroscopie 175 x 300 cm avec poche d'aspiration, conditionnement en crêpe, zone d'incision avec perforation: 5 cm	

Trousse cardiovasculaire 3/6 694640




Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	6	Champs en cellulose 18 x 25 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
	1	Poche de défibrillateur 33 x 38 cm
824098	2	Passe-tubulures auto-agrippants 2,5 x 30 cm
911500	3	OP-tapes 9 x 49 cm
941005	2	Bottillon vert, 36 x 28 cm
991005	2	Bottillon transparent, 36 x 28 cm
910598	2	Champs opératoires auto-adh. 75 x 75 cm, 3 couches
988795	1	Champ à fente 200 x 260 cm avec cache-périnée intégré, fente auto-adh. 20 x 102 cm
966946	1	Champ thoracique 200/300 x 330 cm, zone d'incision: 32 x 40 cm
90240	1	Champ de table 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbant

Champ thoracique



Réf.	Description	CI/CE
824600	Champ thoracique 200/300 x 330 cm, zone d'incision: 32 x 40 cm	6/12
966946	Champ thoracique 200/300 x 330 cm, zone d'incision: 32 x 40 cm	

Trousse cardiovasculaire hybride 5/10 61800




Réf.	Unité	Description
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant
910598	2	Champs opératoires auto-adh. 75 x 75 cm, 3 couches
71800	1	Champ cardiovasculaire hybride 240/300 x 450 cm, zones d'incision 60 x 40 cm et 15 x 27 cm [2]

Trousse d'urgence pour le thorax 3/6 669600




Réf.	Unité	Description
996109	1	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	6	Champs en cellulose 18 x 25 cm
	1	Poche de défibrillateur 33 x 38 cm
824098	2	Passe-tubulures auto-agrippants 2,5 x 30 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
910598	1	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm, 3 couches
966960	1	Champ thoracique d'urgence 200/300 x 340 cm, zone d'incision: 37 x 65 cm
90240	1	Champ de table 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbant

Trousse universelle cardiovasculaire 5/10 61920




Réf.	Unité	Description
9544	1	Housse de table d'instruments 58 x 137 cm, 50 x 60 cm absorbant
99280	1	Champ de table renfort: 190 x 280 cm, 90 x 280 cm absorbant
71930	1	Champ à fente bilatéral 200 x 180 cm 70 x 120 cm avec renfort
71920	1	Champ à fente cardiovasculaire 208/300 x 347 cm, «U» 15 x 219 cm
947063	4	Champs opératoires auto-adh. 75 x 50 cm
910186	1	Champ opératoire 150 x 240 cm
	1	Champ opératoire imperméable, transparent, 102 x 145 cm
	1	Poche pour matériel de suture 16 x 28 cm

Trousse d'angiographie 6/12 65213




Réf.	Unité	Description
751210	1	Champ d'angiographie 240 x 320 cm, renfort: 90 x 110 cm, 2 perforations auto-adh. 6 x 9 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ d'angiographie




Réf.	Description	CI/CE
65211	Champ d'angiographie 240 x 370 cm, renfort: 90 x 220 cm, 2 perforations auto-adh. 6 x 9 cm	7/14
75211	Champ d'angiographie 240 x 370 cm, renfort: 90 x 220 cm, 2 perforations auto-adh. 6 x 9 cm, non stérile	

Champ d'angiographie




Réf.	Description	CI/CE
828300	Champ d'angiographie 240 x 370 cm, renfort: 70 x 70 cm, 2 perforations auto-adh. 7 x 10 cm	10/20
958283	Champ d'angiographie 240 x 370 cm, renfort: 70 x 70 cm, 2 perforations auto-adh. 7 x 10 cm, non stérile	

Trousse de neurochirurgie 5/10 888142




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	2	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
947064	4	Champs opératoires auto-adh. 50 x 50 cm
965524	1	Champ opératoire de craniotomie 230 x 300 cm, avec poche d'aspiration, zone d'incision: 30 x 20 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ opératoire de craniotomie




Réf.	Description	CI/CE
888442	Champ opératoire de craniotomie 280 x 295 cm, avec poche d'aspiration, zone d'incision: 30 x 20 cm	9/18
988442	Champ opératoire de craniotomie 280 x 295 cm, avec poche d'aspiration, zone d'incision: 30 x 20 cm	

Champ opératoire de craniotomie




Réf.	Description	CI/CE
888342	Champ opératoire de craniotomie 230 x 300 cm, avec poche d'aspiration, renfort: 90 x 135 cm et 60 x 54 cm zone d'incision: 30 x 20 cm	7/14
965524	Champ opératoire de craniotomie 230 x 290 cm, avec poche d'aspiration, zone d'incision: 30 x 20 cm	

Trousse ORL/Dentaire 22/44 306480




Réf.	Unité	Description
900076	1	Champ dentaire 100 x 150 cm, perforation: 13 x 9,5 cm
815330	2	Housses de tubulure/caméra avec bande adhésive 8 x 120 cm
	1	OP-tape 9 x 24,5 cm
	1	Champ de table 75 x 100 cm

Trousse dentaire 14/28 694000



Réf.	Unité	Description
910176	1	Champ dentaire: 150 x 150 cm, perforation: 10 x 14 cm
815330	2	Housses de tubulure/caméra avec bande adhésive 8 x 120 cm
968004	2	Champs opératoires 45 x 75 cm
	2	OP-tapes 9 x 24,5 cm
	1	Champ de table 75 x 100 cm


Trousse ORL 7/14 65000



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
910519	1	Champ opératoire 75 x 90 cm
910200	1	Champ opératoire auto-adh. 90 x 75 cm
70509	1	Champ à fente* auto-adh. 150 x 260 cm, perforation: 7 x 65 cm avec renfort
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant


*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Champ à fente ORL 7/14 697000




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
910598	1	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm
910185	1	Champ opératoire 150 x 175 cm
980789	1	Champ à fente auto-adh. 150 x 125 cm, fente: 7 x 45 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de champ perforé ORL 8/16 697640




Réf.	Unité	Description
967640	1	Champ perforé auto-adh. 200 x 240 cm, perforation: 7 cm
	2	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de champs à fente variable 7/14 697250




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
	4	Champs en cellulose 18 x 25 cm
911500	2	OP-tapes 9 x 49 cm
969700	1	Champ à fente (corps) auto-adh. 175 x 230 cm, fente: 20 x 20 cm
969710	1	Champ à fente (tête) auto-adh. 260 x 150 cm, fente: 20 x 65 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse ORL 6/12 1218



Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
8085	1	Champ opératoire pour la tête 150 x 94 cm, turban: 128 x 79 cm
75012	1	Champ à fente auto-adh. 200 x 290 cm, perforation: 7 x 65 cm avec renfort
90210	1	Champ de table 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbant

Champ opératoire pour la nuque et la thyroïde




Réf.	Description	CI/CE
65011	Champ opératoire pour la nuque et la thyroïde, 175/250 x 302 cm, zone d'incision auto-adh. 15 x 15 cm	10/20
75011	Champ opératoire pour la nuque et la thyroïde, 175/250 x 302 cm, zone d'incision auto-adh. 15 x 15 cm	

Drapage de la tête




Réf.	Description	CI/CE
826900	1 champ opératoire pour la tête 150 x 175 cm et 1 champ opératoire pour la tête 106 x 100 cm (plus 1 OP-tape 9 x 49 cm)	15/30
988269	1 champ opératoire pour la tête 150 x 175 cm et 1 champ opératoire pour la tête 106 x 100 cm (plus 1 OP-tape 9 x 49 cm)	

Trousse ORL avec turban 7/14 80574671




Réf.	Unité	Description
8085	1	Champ opératoire pour la tête auto-adh. avec turban 150 x 105 cm
75013	1	Champ opératoire auto-adh. 200 x 175 cm, avec bandes adhésives 2,5 cm
90210	1	Champ de table 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbant

Trousse pour tête 6/12 696940




Réf.	Unité	Description
996106	1	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant
988269	1	Champ opératoire pour la tête 125/175 x 150 cm, fente: 75 cm, turban: 100 x 106 cm, fente: 33 cm (plus 1 OP-tape 9 x 49 cm)
911500	1	OP-tape 9 x 49 cm
967772	1	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm, avec patch
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Trousse de chirurgie plastique 11/22 692300




Réf.	Unité	Description
	2	Champs en cellulose 18 x 25 cm
956923	1	Champ perforé 150 x 175 cm, Taille du trou 13 x 17 cm
90190	1	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

Champ d'ophtalmologie




Réf.	Description	CI/CE
80005361	Champ d'ophtalmologie 151 x 146 cm, zone d'incision: 12,5 x 10 cm, avec poche de recueil de liquides	14/28

Champ d'ophtalmologie




Réf.	Description	CI/CE
824400	Champ d'ophtalmologie 150 x 165 cm, perforation: 8 cm, film d'incision séparé: 15 x 20 cm avec poches d'aspiration	16/32
978244	Champ d'ophtalmologie 150 x 165 cm, perforation: 8 cm, film d'incision séparé: 15 x 20 cm avec poches d'aspiration	16/32

Housse de table d'instruments




Réf.	Description	CI/CE
610601	Housse de table d'instruments 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant	25/75
996109	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant	-/735

Housse de table d'instruments avec renfort




Réf.	Description	CI/CE
610900	Housse de table d'instruments renfort: 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant	20/60
80000552	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant, conditionne- ment en crêpe	20/40
996109	Housse de table d'instruments avec renfort, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbant	-/735

Champ de table, Standard




Réf.	Description	CI/CE
80100	Champ de table 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbant	40/80
80150	Champ de table 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbant	30/60
80170	Champ de table 150 x 160 cm, 75 x 160 cm absorbant	27/54
80190	Champ de table 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant	22/44
80210	Champ de table 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbant	21/42
80215	Champ de table 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbant, condi- tionnement en crêpe	20/40
80240	Champ de table 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbant	20/40

Champ de table renforcé




Réf.	Description	CI/CE
85190	Champ de table renforcé 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant	15/30
85195	Champ de table renforcé 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant, condi- tionnement en crêpe	15/30
85215	Champ de table renforcé 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbant, condi- tionnement en crêpe	14/28
85245	Champ de table renforcé 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbant	14/28
89215	Champ de table renforcé 190 x 210 cm, 90 x 210 cm absorbant, condi- tionnement en crêpe	11/22
89285	Champ de table renforcé 190 x 280 cm, 90 x 280 cm absorbant, condi- tionnement en crêpe	10/20

Champs opératoires, 2 couches




Réf.	Description	CI/CE
800330	Champ opératoire 37,5 x 45 cm	180/720
968003	Champ opératoire 37,5 x 45 cm	-/560
800430	Champ opératoire 45 x 75 cm	112/448
968004	Champ opératoire 45 x 75 cm	-/650
800530	Champ opératoire 75 x 90 cm	38/228
968005	Champ opératoire 75 x 90 cm	-/380
80649015	Champ opératoire 90 x 150 cm	19/114
8018	Champ opératoire 90 x 150 cm	-/105

Champs opératoires, 3 couches




Réf.	Description	CI/CE
777900	Champ opératoire 90 x 150 cm	30/60
910184	Champ opératoire 150 x 175 cm	-/480
778000	Champ opératoire 150 x 175 cm	18/36
910185	Champ opératoire 150 x 175 cm	-/320
778100	Champ opératoire 150 x 240 cm	14/28
910186	Champ opératoire 150 x 240 cm	-/240

Champs opératoires auto-adhésifs, 3 couches




Réf.	Description	CI/CE
777400	Champ opératoire auto-adh. 175x 150 cm	15/30
967774	Champ opératoire auto-adh. 175x 150 cm	-/360
777600	Champ opératoire auto-adh. 240 x 150 cm	12/24
967776	Champ opératoire auto-adh. 240 x 150 cm	-/360
778200	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm	8/16
967882	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm	-/240
920496	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm	13/26
967775	Champ opératoire auto-adh. 175 x 175 cm	-/360

Champs opératoires auto-adhésifs, 3 couches




Réf.	Description	CI/CE
706300	Champ opératoire auto-adh. 75 x 50 cm	50/300
947063	Champ opératoire auto-adh. 75 x 50 cm	-/3600
706400	Champ opératoire auto-adh. 50 x 50 cm	65/390
947064	Champ opératoire auto-adh. 50 x 50 cm	-/4500
706500	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm	35/210
910598	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm	-/1600
706700	Champ opératoire auto-adh. 75 x 100 cm	28/168
947067	Champ opératoire auto-adh. 75 x 100 cm	-/1200
706900	Champ opératoire auto-adh. 100 x 100 cm	43/86
947069	Champ opératoire auto-adh. 100 x 100 cm	-/800
707500	Champ opératoire auto-adh. 75 x 75 cm, pack double	36/216
906677	Champ opératoire auto-adh. 90 x 75 cm	32/192
930200	Champ opératoire auto-adh. 90 x 75 cm	-/1200

Champ opératoire auto-adhésif, 3 couches




Réf.	Description	CI/CE
66540	Champ opératoire auto-adh. 260 x 175 cm, avec bord adhésif continu	12/24
76540	Champ opératoire auto-adh. 260 x 175 cm, avec bord adhésif continu	-/30
978250	Champ opératoire auto-adh. 300 x 175 cm, Bande adhésive 295 cm	-/30

Champs opératoires auto-adhésifs, 3 couches




Réf.	Description	CI/CE
706800	Champ opératoire auto-adh., renfort 90 x 75 cm, avec patch	42/84
910200	Champ opératoire auto-adh. 90 x 75 cm, avec patch	1200
66520	Champ opératoire auto-adh., renfort 120 x 100 cm, avec patch	22/44
76520	Champ opératoire auto-adh., renfort 120 x 100 cm, avec patch	-/800

Champ sous-fessier



Réf.	Description	CI/CE
828900	Champ sous-fessier 75 x 100 cm	40 /80
972890	Champ sous-fessier 75 x 100 cm	


Champ sous-fessier avec poche de collecte



Réf.	Description	CI/CE
229	Champ sous-fessier avec poche de collecte 85 x 120 cm	18/36
9229	Champ sous-fessier avec poche de collecte 85 x 120 cm	


Trousse pour périnée

20/120 **706200**




Réf.	Unité	Description
967062	1	Cache-périnée 75 x 120 cm, perforation: 8 x 12 cm
968005	1	Champ opératoire 75 x 90 cm

Coussinet absorbant




Réf.	Description	CI/CE
706100	Coussinet absorbant auto-adh. 55 x 70 cm	25/50
904764	Coussinet absorbant auto-adh. 55 x 70 cm	-/140
84357150	Coussinet absorbant 34 x 53 cm, pack double	60/360
9931	Coussinet absorbant 34 x 53 cm	-/400
84357160	Coussinet absorbant 80 x 100 cm	17/102
923720	Coussinet absorbant 80 x 100 cm	-/70

Champ génital




Réf.	Description	CI/CE
903153	Champ génital 15 x 40 cm	50/100
2311840	Champ génital 15 x 40 cm	

Champ préparatoire pour extrémité




Réf.	Description	CI/CE
80006214	Champ préparatoire pour extrémité 120 x 150 cm, fente: 10 x 36 cm	15/90

Champ à fente auto-adhésif




Réf.	Description	CI/CE
2750	Champ à fente auto-adhésif 150 x 193 cm plastique, «U» 15 x 61 cm, conditionnement en crêpe	20/40
9475	Champ à fente auto-adhésif 150 x 193 cm plastique, «U» 15 x 61 cm, conditionnement en crêpe	

Champs à fente auto-adhésifs




Réf.	Description	CI/CE
778900	Champ à fente 150 x 125 cm, fente auto-adh. 7 x 45 cm	15/60
980789	Champ à fente 150 x 125 cm, fente auto-adh. 7 x 45 cm	-/480
779300	Champ à fente 200 x 260 cm, fente auto-adh. 7 x 102 cm	13/26
980789	Champ à fente 200 x 260 cm, fente auto-adh. 7 x 102 cm	-/180

Cache-périnée



Réf.	Description	CI/CE
824700	Champ à fente 200 x 260 cm avec cache-périnée intégré, fente auto-adh. 20 x 102 cm	13/26
988795	Champ à fente 200 x 260 cm avec cache-périnée intégré, fente auto-adh. 20 x 102 cm	


Champs à fente auto-adhésifs*



Réf.	Description	CI/CE
60502	Champ à fente (illustré) 200 x 150 cm, fente auto-adh. 7 x 65 cm, avec patch 70 x 100 cm	10/40
60503	Champ à fente 200 x 260 cm, fente auto-adh. 7 x 102 cm, avec patch 70 x 100 cm	14/28
60504	Champ à fente 200 x 260 cm, fente auto-adh. 20 x 102 cm, avec patch 70 x 100 cm	14/28
60506	Champ à fente 200 x 290 cm, fente auto-adh. 7 x 102 cm, avec patch 70 x 100 cm	12/24

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.


Champs à fente auto-adhésifs*



Réf.	Description	CI/CE
70511	Champ à fente 230 x 330 cm, fente auto-adh. 20 x 102 cm, avec patch 70 x 160 cm	
70512	Champ à fente 200 x 260 cm, fente auto-adh. 20 x 102 cm, avec patch 70 x 160 cm	
70513	Champ à fente 250 x 290 cm, fente auto-adh. 20 x 102 cm, avec patch 70 x 160 cm	


*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Champs perforés auto-adhésifs, centrés




Réf.	Description	CI/CE
708840	Champ perforé 120 x 150 cm, perforation auto-adh. 5 x 7 cm ovale	16/96
968840	Champ perforé 120 x 150 cm, perforation auto-adh. 5 x 7 cm ovale	-/105
708850	Champ perforé 150 x 180 cm, perforation auto-adh. 5 x 15 cm ovale	20/40
968850	Champ perforé 150 x 180 cm, perforation auto-adh. 5 x 15 cm ovale	-/60
708860	Champ perforé 200 x 240 cm, perforation auto-adh. 12 cm ronde	17/34
968860	Champ perforé 200 x 240 cm, perforation auto-adh. 12 cm ronde	-/27
904622	Champ perforé 45 x 75 cm, Perforation auto-adh. 7 cm ronde	72/288
904624	Champ perforé 75 x 90 cm, Perforation auto-adh. 7 cm ronde	48/192
906542	Champ perforé 75 x 90 cm, perforation auto-adh. 6 x 8 cm ovale	50/200
904758	Champ perforé 75 x 90 cm, Perforation auto-adh. 7 cm ronde	-/280
906693	Champ perforé 50 x 60 cm, perforation auto-adh. 6 x 8 cm ovale	100/400
904737	Champ perforé 50 x 60 cm, perforation auto-adh. 6 x 8 cm ovale	-/900

Champs perforés auto-adhésifs, décentrés




Réf.	Description	CI/CE
706610	Champ perforé 100 x 125 cm, taille de perforation: 11 cm auto-adh., 45 cm du bord supérieur	20/120
956601	Champ perforé 100 x 125 cm, taille de perforation: 11 cm auto-adh., 45 cm du bord supérieur	-/100
708870	Champ perforé 200 x 280 cm, taille de perforation: 15 cm auto-adh., 114 cm du bord supérieur	12/24
968870	Champ perforé 200 x 280 cm, taille de perforation: 15 cm auto-adh., 110 cm du bord supérieur	-/30
708880	Champ perforé 200 x 280 cm, Taille de perforation: 14 x 14 cm auto-adh., 124 cm du bord supérieur	14/28
935569	Champ perforé 120 x 150 cm, taille de perforation: 5 x 7 cm, auto-adh., ovale, 65 cm du bord supérieur	18/108
904744	Champ perforé 120 x 150 cm, taille de perforation: 5 x 7 cm, auto-adh., ovale, 65 cm du bord supérieur	-/105

Champs perforés auto-adhésifs




Réf.	Description	CI/CE
706620	Champ perforé auto-adh. variable 50 x 75 cm	40/240
970662	Champ perforé auto-adh. variable 50 x 75 cm	-/400
706630	Champ perforé auto-adh. variable 75 x 100 cm	30/180
970663	Champ perforé auto-adh. variable 75 x 100 cm	-/180

Champ épidual auto-adhésif, 3 couches




Réf.	Description	CI/CE
906540	Champ épidual 60 x 75 cm, perforation auto-adh. 6 x 9,5 cm ovale	50/300
904741	Champ épidual 60 x 75 cm, perforation auto-adh. 6 x 9,5 cm ovale	-/320

Champ perforé avec film d'incision auto-adhésif




Réf.	Description	CI/CE
1272	Champ perforé 104 x 114 cm, perforation auto-adh., film d'incision 8 x 19 cm, conditionnement en crêpe	12/72
9572	Champ perforé 104 x 114 cm, perforation auto-adh., film d'incision 8 x 19 cm, conditionnement en crêpe	-/117

Champ perforé




Réf.	Description	CI/CE
906544	Champ perforé 50 x 60 cm, perforation: 6 x 8 cm ovale	100/400
904736	Champ perforé 50 x 60 cm, perforation: 6 x 8 cm ovale	-/770

Champ perforé avec film d'incision auto-adhésif




Réf.	Description	CI/CE
84521200	Champ perforé 120 x 150 cm, perforation auto-adh., film d'incision 7,5 cm, conditionnement en crêpe	22/44
924407	Champ perforé 120 x 150 cm, perforation auto-adh., film d'incision 7,5 cm, conditionnement en crêpe	-/70

OP-tape




Réf.	Description	CI/CE
381035	OP-tape 9 x 49 cm	100/400
381045	OP-tape 9 x 49 cm, Pack double	120/480
911500	OP-tape 9 x 49 cm?	

Passe-tubulures auto-agrippantes




Réf.	Description	CI/CE
708131	Passe-tubulure auto-agrippant 2,5 x 30 cm	50/200
824098	Passe-tubulure auto-agrippant 2,5 x 30 cm	
80006076	Passe-tubulure auto-agrippant 5 x 15 cm	50/200
8008064	Passe-tubulure auto-agrippant 5 x 15 cm	

Essuie-mains




Réf.	Description	CI/CE
8000004	Essuie-mains 35 x 40 cm, 2 unités	120/720
748140	Essuie-mains 35 x 40 cm	30/300

Poche d'aspiration auto-adhésive




Réf.	Description	Cl/CE
706035	Poche de recueil de liquides 40 x 35 cm 1 chambre	30/120
976035	Poche de recueil de liquides 40 x 35 cm	

Poche de diathermie auto-adhésive




Réf.	Description	Cl/CE
707035	Poche de diathermie 40 x 35 cm 2 chambres	30/120
977035	Poche de diathermie 40 x 35 cm 2 chambres	

Poche à tubulures




Réf.	Description	Cl/CE
80003113	Poche à tubulures 90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbant, conditionnement en crêpe	-/40
8183	Poche à tubulures 90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbant, conditionnement en crêpe	

Poche à instruments de laparoscopie




Réf.	Description	Cl/CE
705860	Poche à instruments de laparoscopie auto-adh. 30 x 50 cm 3 chambres	25/50
815320	Poche à instruments de laparoscopie auto-adh. 30 x 50 cm 3 chambres	

Poche de dislocation




Réf.	Description	Cl/CE
84541230	Poche de dislocation 75 x 120 cm, conditionnement en crêpe	14/84
922709	Poche de dislocation 75 x 120 cm, conditionnement en crêpe	

Stockinettes




Réf.	Description	Cl/CE
611105	Stockinette, petite 22 x 75 cm	22/132
946111	Stockinette, petite 22 x 75 cm	
611205	Stockinette, grande 32 x 120 cm	20/40
946112	Stockinette, grande 32 x 120 cm	

Stockinettes avec bas en coton




Réf.	Description	Cl/CE
272	Stockinette petite 18 x 86 cm	8/48
272	Stockinette, petite 18 x 86 cm, conditionnement en crêpe	-/45
273	Stockinette moyenne 23 x 107 cm	8/48
9056	Stockinette moyenne 23 x 107 cm, conditionnement en crêpe	-/18
269	Stockinette petite 23 x 71 cm	10/60
8008060	Stockinette petite 23 x 71 cm	
274	Stockinette grande 31 x 122 cm, [auparavant 86530880]	7/42
9057	Stockinette, grande 31 x 122 cm, conditionnement en crêpe	-/15

Jambière de lithotomie




Réf.	Description	Cl/CE
610930	Jambière de lithotomie 75 x 120 cm Stratifié à 2 couches, Pack double	30/60
906109	Jambière de lithotomie 75 x 120 cm Stratifié à 2 couches	
255	Jambière de lithotomie XL 79 x 152 cm, Pack double	22/44
9855	Jambière de lithotomie XL 79 x 152 cm	

Bottillons transparents




Réf.	Description	Cl/CE
691005	Bottillons 36 x 28 cm, pack double	130/260
991005	Bottillons 36 x 28 cm	


Housse d'accouoir



Réf.	Description	Cl/CE
80002120	Housse d'accouoir 35 x 73 cm, Pack double	30/180
8008062	Housse d'accouoir 35 x 73 cm	

Housses de tubulure/caméra



Réf.	Description	CI/CE
705740	Enveloppe 8 x 120 cm, pointe plane	30/120
815330	Enveloppe 8 x 120 cm, pointe plane	

Enveloppes de caméra



Réf.	Description	CI/CE
705820	Enveloppe de caméra 14 x 250 cm, pointe perforée avec ruban de fixation	20/80
815332	Enveloppe de caméra 14 x 250 cm, pointe perforée avec ruban de fixation	
705830	Enveloppe de caméra 18 x 250 cm, pointe élastique avec ruban intégré	20/80
815333	Enveloppe de caméra 18 x 250 cm, pointe élastique avec ruban intégré	

Enveloppe de caméra/Housse de tubulure/caméra



Réf.	Description	CI/CE
84541211	Enveloppe 14 x 254 cm, avec aide à l'insertion	40/80

Housse de tête à ultrasons



Réf.	Description	CI/CE
706000	Housse de tête à ultrasons 13 x 236 cm Pointe fine	30/120
815360	Housse de tête à ultrasons 13 x 236 cm Pointe fine	




Réf.	Description	CI/CE
706002	Housse de tête à ultrasons en T 15 x 236 cm	30/120
815342	Housse de tête à ultrasons en T 15 x 236 cm	




Réf.	Description	CI/CE
706004	Housse de tête à ultrasons 13 x 236 cm Pointe large	30/120
815344	Housse de tête à ultrasons 13 x 236 cm Pointe large	

Housses universelles rondes



Réf.	Description	CI/CE
705840	Housse universelle Diamètre: 150 cm	12/24
15350	Housse universelle Diamètre: 150 cm	
705841	Housse universelle Diamètre: 75 cm	8/32
15351	Housse universelle Diamètre: 75 cm	
903740	Housse universelle Diamètre: 90 cm	28/168
990374	Housse universelle Diamètre: 90 cm	
903757	Housse universelle Diamètre: 140 cm	16/96
990375	Housse universelle Diamètre: 140 cm	

Housses universelles carrées



Réf.	Description	CI/CE
705844	Housse universelle carrée 75 x 75 cm	8/32
15353	Housse universelle carrée 75 x 75 cm	
705845	Housse universelle rectangulaire 90 x 75 cm	8/32
15354	Housse universelle rectangulaire 90 x 75 cm	

Housse de cassette radiographique



Réf.	Description	CI/CE
705856	Housse de cassette radiographique 60 x 60 cm	35/70
815362	Housse de cassette radiographique 60 x 60 cm	

Housse pour amplificateur de brillance


Réf.	Description	CI/CE
705850	Housse pour amplificateur de brillance pour une partie du bras 117 x 183 cm	20/40
815360	Housse pour amplificateur de brillance pour une partie du bras 117 x 183 cm	
705852	Housse complète pour amplificateur de brillance 152 x 265 cm	12/24
815361	Housse complète pour amplificateur de brillance 152 x 265 cm	

Enveloppe de microscope Zeiss MD


Réf.	Description	CI/CE
705950	Enveloppe de microscope Objectif 65 mm 117 x 165 cm	12/24
705955	Enveloppe de microscope Objectif 65 mm 117 x 254 cm	12/24
705960	Enveloppe de microscope Objectif 65 mm 117 x 305 cm	10/20

Enveloppe de microscope Zeiss OPMI


Réf.	Description	CI/CE
705970	Enveloppe de microscope Objectif 48 mm étroit 117 x 165 cm	16/32
705975	Enveloppe de microscope Objectif 48 mm étroit 50/117 x 165 cm	12/24
705980	Enveloppe de microscope Objectif 48 mm étroit 117 x 254 cm	12/24

Housse de poignée de luminaire


Réf.	Description	CI/CE
708135	Housse de poignée de luminaire, convient aux poignées de luminaire d'un diamètre de 3 cm, longueur: 7,5 cm	50/100
708137	Housse de poignée de luminaire, convient aux poignées de luminaire d'un diamètre de 3 cm, longueur: 7,5 cm, double pack	60/120
2301836	Housse de poignée de luminaire, convient aux poignées de luminaire d'un diamètre de 3 cm, longueur: 7,5 cm	


Housse de poignée de luminaire Universal


Réf.	Description	CI/CE
705827	Housse de poignée de luminaire Universelle, convient à toutes les poignées de luminaire courantes Diamètre: 4,5 cm, longueur: 15 cm	40/80
15427	Housse de poignée de luminaire Universelle, convient à toutes les poignées de luminaire courantes Diamètre: 4,5 cm, longueur: 15 cm Utilisable pour un diamètre de poignée maximal de 45 mm.	

Housse d'équipement, auto-adhésive



Réf.	Description	CI/CE
705815	Housse d'équipement 90 x 70 cm (écran, clavier ou dispositifs comparables), transparent	35/210
815425	Housse d'équipement 90 x 70 cm (écran, clavier ou dispositifs comparables), transparent	

Poche de recueil des liquides pour épaule




Réf.	Description	CI/CE
5217	Poche de recueil de liquides pour épaule auto-adh. 81 x 86 cm, fente en «U»: 15 x 52 cm, conditionnement en crêpe	11/22
9317	Poche de recueil de liquides pour épaule auto-adh. 81 x 86 cm, fente en «U»: 15 x 52 cm, conditionnement en crêpe	

Poche de recueil des liquides avec film d'incision




Réf.	Description	CI/CE
832000	Poche de recueil de liquides avec film d'incision 100 x 80 cm, zone d'incision: 38 x 32 cm	11/22
983200	Poche de recueil de liquides avec film d'incision 100 x 80 cm, zone d'incision: 38 x 32 cm	

Poche de gonarthroscopie



Réf.	Description	CI/CE
69200	Poche de gonarthroscopie 60 x 120 cm, manchon 7 cm et 5 cm élastique, conditionnement en crêpe	12/24
79200	Poche de gonarthroscopie 60 x 120 cm, manchon 7 cm et 5 cm élastique, conditionnement en crêpe	

Poche de recueil de liquides




Réf.	Description	CI/CE
831200	Poche de recueil de liquides avec raccord d'aspiration et tamis intégré 50 x 50 cm	12/24
815310	Poche de recueil de liquides avec raccord d'aspiration et tamis intégré 50 x 50 cm	-/112

Poche de recueil de liquides




Réf.	Description	CI/CE
5218	Poche de recueil de liquides avec raccord d'aspiration et tamis intégré 51 x 59 cm	12/72
9901	Poche de recueil de liquides avec raccord d'aspiration et tamis intégré 51 x 59 cm	-/136

Films d'incision




Réf.	Description	CI/CE
801014	Film d'incision 10 x 14 (10 x 8) cm	45/180
801526	Film d'incision 15 x 26 (15 x 20) cm	30/120
803026	Film d'incision 30 x 26 (30 x 20) cm	25/100
804040	Film d'incision 40 x 40 (40 x 34) cm	20/80
804526	Film d'incision 45 x 26 (45 x 20) cm	20/80
804555	Film d'incision 45 x 55 (45 x 49) cm	15/60
805680	Film d'incision 56 x 80 (56 x 74) cm	10/40

Compresses abdominales en non-tissé «RX» avec boucle, 130 g, blanc




Réf.	Description	CI/CE
187812	Comresse abdominale en non-tissé, blanc, stérile, 2 unités 40 x 40 cm	24/144
187912	Comresse abdominale en non-tissé, blanc, stérile, 2 unités 40 x 60 cm	16/96

Compresses abdominales en non-tissé «RX» avec boucle, 130 g, vert




Réf.	Description	CI/CE
187835	Comresse abdominale en non-tissé, vert, stérile, 5 unités 40 x 40 cm	25/150
187932	Comresse abdominale en non-tissé, vert, stérile, 2 unités 40 x 60 cm	16/96

Compresses abdominales de non-tissé «RX», 130 g




Réf.	Description	CI/CE
187705	Comresse abdominale en non-tissé, blanc, stérile, 5 unités 30 x 30 cm	30/180
187700	Comresse abdominale en non-tissé, blanc 30 x 30 cm	35/280
187802	Comresse abdominale en non-tissé, blanc, stérile, 2 unités 40 x 40 cm	24/144
187800	Comresse abdominale en non-tissé, blanc 40 x 40 cm	35/280
187802	Comresse abdominale en non-tissé, blanc, stérile, 2 unités 40 x 40 cm	24/144
187805	Comresse abdominale en non-tissé, blanc, stérile, 5 unités 40 x 40 cm	25/150
187902	Comresse abdominale en non-tissé, blanc, stérile, 2 unités 40 x 60 cm	16/96
187900	Comresse abdominale en non-tissé, blanc 40 x 60 cm	20/160
187922	Comresse abdominale en non-tissé, vert, stérile, 2 unités 40 x 60 cm	16/96

Compresses abdominales de gaze «RX», 130 g, blanc




Réf.	Description	CI/CE
175160	Comresse abdominale de gaze, blanc, stérile, 5 unités 45 x 70 cm	25/150
175260	Comresse abdominale de gaze, blanc, stérile, 5 unités 30 x 45 cm	55/330
175360	Comresse abdominale de gaze, blanc, stérile, 5 unités 40 x 45 cm	45/270

Tampons ronds de gaze «RX» blanc




Réf.	Description	CI/CE
150060	Tampons ronds de gaze n° 0 - 1,5 cm, stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	200/1200
150000	Tampons ronds de gaze n° 0 - 1,5 cm, avec fil radio-opaque	1000/5000
150160	Tampons ronds de gaze n° 1 - 2 cm, stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	175/1050
150360	Tampons ronds de gaze n° 3 - 2,5 cm, stérile, avec fil radio-opaque, 5 unités	150/900
150300	Tampons ronds de gaze n° 3 - 2,5 cm, avec fil radio-opaque	250/4000
150460	Tampons ronds de gaze n° 4 - 3 cm, stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	100/600
150400	Tampons ronds de gaze n° 4 - 3 cm, avec fil radio-opaque	250/3000
150560	Tampons ronds de gaze n° 5 - 5 cm, stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	75/450
150500	Tampons ronds de gaze n° 5 - 5 cm, avec fil radio-opaque	100/1200

Tampon rond de non-tissé «RX», blanc, 40 g




Réf.	Description	CI/CE
154160	Tampons ronds de non-tissé n° 1 stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	175/1050
154360	Tampons ronds de non-tissé n° 3 stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	150/900
154460	Tampons ronds de non-tissé n° 4 stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	75/450
154560	Tampons ronds de non-tissé n° 5 stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	75/450

Compresses de gaze «RX»



Réf.	Description	CI/CE
159460	Compresses de gaze «RX» 10 x 60 cm, 4 couches (10 x 20 cm, 12 couches), stérile, avec fil radio-opaque, 5 unités	125/750
159400	Compresses de gaze «RX» 10 x 60 cm, 4 couches (10 x 20 cm, 12 couches), avec fil radio-opaque,	150/1500
159475	Compresses de gaze «RX» 10 x 60 cm, 4 couches (10 x 20 cm, 12 couches), stérile, avec fil radio-opaque, 10 unités	110/660
159660	Compresses de gaze «RX» 10 x 60 cm, 8 couches (10 x 20 cm, 24 couches), avec fil radio-opaque, 5 unités	75/750
159600	Compresses de gaze «RX» 10 x 60 cm, 8 couches (10 x 20 cm, 24 couches), avec fil radio-opaque,	75/750
159675	Compresses de gaze «RX» 10 x 60 cm, 8 couches (10 x 20 cm, 24 couches), avec fil radio-opaque, 10 unités	70/420

Compresses en non-tissé «RX», 70 g



Réf.	Description	CI/CE
185305	Compresses de non-tissé «RX» 6 couches, 10 x 10 cm, stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	90/540
185405	Compresses de non-tissé «RX» 6 couches, 10 x 20 cm, stériles, avec fil radio-opaque, 5 unités	90/540
185410	Compresses de non-tissé «RX» 6 couches, 10 x 20 cm, stériles, avec fil radio-opaque, 10 unités	90/540



Instrument chirurgicaux: solutions personnalisées pour la laparoscopie


Les instruments laparoscopiques constituent un composant important de nos solutions personnalisées pour la laparoscopie.

Notre offre comprend un large assortiment de trocars, ciseaux monopolaires, poches de récupération amovibles, instruments monopolaires et électrodes monopolaires à crochet en L – pour que vous ayez tout à portée de main à chacune de vos interven-

tions! Ces produits peuvent bien entendu être aussi intégrés à nos trousse chirurgicales laparoscopiques Mölnlycke sur-mesure.

Pince de préhension droite, manche rochet



Réf.	Description	CI/CE
899200	Pince de préhension droite, manche rochet, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899208	Pince de préhension droite, manche rochet, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Pince de préhension droite, manche rochet - fenêtrée


Réf.	Description	CI/CE
899207	Pince de préhension droite, manche rochet - fenêtré, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899215	Pince de préhension droite, manche rochet - fenêtré, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Pince de préhension-serrage, manche rochet


Réf.	Description	CI/CE
899202	Pince de préhension-serrage, manche rochet, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899210	Pince de préhension-serrage, manche rochet, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Pince de préhension Babcock, manche rochet


Réf.	Description	CI/CE
899203	Pince de préhension Babcock, manche rochet, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899211	Pince de préhension Babcock, manche rochet, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Pince de préhension dents de rat, manche rochet



Réf.	Description	CI/CE
899204	Pince de préhension dents de rat, manche rochet, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899212	Pince de préhension dents de rat, manche rochet, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Pince de préhension à bec de canard, manche rochet


Réf.	Description	CI/CE
899205	Pince de préhension à bec de canard, manche rochet, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899213	Pince de préhension à bec de canard, manche rochet, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Pince à préhension intestinale, manche rochet


Réf.	Description	CI/CE
899206	Pince à préhension intestinale, manche rochet, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899214	Pince à préhension intestinale, manche rochet, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Pince à dissection Maryland


Réf.	Description	CI/CE
899201	Pince à dissection Maryland, 5 mm, 33 cm, standard	10/100
899209	Pince à dissection Maryland, 5 mm, 33 cm, confort	10/100

Poignée Standard

Poignée Confort

Poignée Maryland Standard

Poignée Maryland Confort

Trocart avec lame protégée


Réf.	Description	CI/CE
899300	Trocart avec lame protégée 5 mm, 70 mm	5/60
899301	Trocart avec lame protégée 5 mm, 100 mm	5/60
899302	Trocart avec lame protégée 11 mm, 100 mm	5/60
899303	Trocart avec lame protégée 11 mm, 150 mm	5/30
899304	Trocart avec lame protégée 12 mm, 100 mm	5/60
899305	Trocart avec lame protégée 12 mm, 150 mm	5/30

Trocart sans lame avec pointe de dilatation


Réf.	Description	CI/CE
899308	Trocart sans lame avec pointe de dilatation, 5 mm, 70 mm	5/60
899309	Trocart sans lame avec pointe de dilatation, 5 mm, 100 mm	5/60
899310	Trocart sans lame avec pointe de dilatation, 11 mm, 100 mm	5/60
899311	Trocart sans lame avec pointe de dilatation, 11 mm, 150 mm	5/30
899312	Trocart sans lame avec pointe de dilatation, 12 mm, 100 mm	5/60
899313	Trocart sans lame avec pointe de dilatation, 12 mm, 150 mm	5/30

Trocart optique - crosse pistolet


Réf.	Description	CI/CE
899314	Trocart optique - crosse pistolet 11 mm, 100 mm	5/30
899315	Trocart optique - crosse pistolet 12 mm, 100 mm	5/30

Trocart optique



Réf.	Description	CI/CE
899316	Trocart optique, 5 mm, 70 mm	5/60
899317	Trocart optique, 5 mm, 100 mm	5/60
899324	Trocart optique, 5 mm, 150 mm	5/60
899318	Trocart optique, 11 mm, 100 mm	5/60
899325	Trocart optique, 11 mm, 150 mm	5/60
899319	Trocart optique, 12 mm, 100 mm	5/60
899326	Trocart optique, 12 mm, 150 mm	5/60

Trocart optique à ballonnet


Réf.	Description	CI/CE
899330	Trocart optique à ballonnet 5 mm, 70 mm	5/60
899327	Trocart optique à ballonnet 5 mm, 100 mm	5/60
899331	Trocart optique à ballonnet 11 mm, 100 mm	5/60
899328	Trocart optique à ballonnet 12 mm, 100 mm	5/60

Trocart à ballonnet de Hasson



Réf.	Description	CI/CE
899329	Trocart à ballonnet de Hasson 12 mm, 100 mm	5/60

Trocart de Hasson



Réf.	Description	CI/CE
899306	Trocart de Hasson 11 mm, 100 mm	5/60
899307	Trocart de Hasson 12 mm, 100 mm	5/60

Douille de trocart universelle



Réf.	Description	CI/CE
899320	Douille de trocart universelle 5 mm, 70 mm	5/60
899321	Douille de trocart universelle 5 mm, 100 mm	5/60
899322	Douille de trocart universelle 11 mm, 100 mm	5/60
899323	Douille de trocart universelle 12 mm, 100 mm	5/60

Poche de récupération amovible


Réf.	Description	CI/CE
899102	Poche de récupération amovible 90 x 145 mm (250 ml), 10 mm	5/50
899103	Poche de récupération amovible 130 x 180 mm (600 ml), 10 mm	5/50
899112	Poche de récupération amovible 190 x 230 mm (1150 ml), 12 mm	5/50
899104	Poche de récupération amovible 190 x 230 mm (1150 ml), 15 mm	5/50

Electrode monopolaire à crochet en L


Réf.	Description	CI/CE
899100	Electrode monopolaire à crochet en L 5 mm, 33 cm	10/100
899101	Electrode monopolaire à crochet en L 5 mm, 33 cm, avec câble	10/100

Ciseaux monopolaires



Réf.	Description	CI/CE
899216	Ciseaux monopolaires – Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899217	Ciseaux monopolaires – Mini-Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899218	Ciseaux monopolaires – Metzenbaum, 5 mm, 45 cm	10/100

Aiguilles de Veress


Réf.	Description	CI/CE
899105	Aiguille de Veress 120 mm	25/200
899106	Aiguille de Veress 150 mm	25/200

Câbles d'instruments monopolaires


Réf.	Description	CI/CE
899110	Câble d'instrument monopolaire 4 mm	40/400
899111	Câble d'instrument monopolaire 8 mm	40/400

Système d'aspiration/d'irrigation


Réf.	Description	CI/CE
899107	Système d'aspiration/d'irrigation, double mandrin 5 mm, 33 cm	10/20
899108	Système d'aspiration/d'irrigation, double mandrin 5 mm, 45 cm	10/20
899109	Raccord d'aspiration/d'irrigation 10 mm, 33 cm	10/20



Système Pulsed Lavage

Notre système Pulsed Lavage avec fonction à haute pression à usage unique permet de nettoyer les os et d'évacuer les dépôts en toute efficacité dans le cadre d'une arthroplastie.

La pénétration du ciment dans le tissu spongieux est ainsi améliorée et la fixation de l'implant est potentiellement renforcée. Le taux de révision est ainsi réduit. Il convient de plus à titre de débridement mécanique efficace pour la détersion de plaies, l'élimination de souillures et de tissus nécrotiques.

Ces produits peuvent bien entendu être aussi intégrés à nos trousse opératoires orthopédiques Mölnlycke sur-mesure.

Aucun coût dissimulé, tout est compris

- Pièce à main ergonomique et confortable
- Embout court avec jet conique et protection anti-éclaboussures
- Embout de canl fémoral long
- Fonction d'aspiration et d'irrigation intégrée
- Tige de nettoyage pour l'évacuation d'éventuelles obstructions de l'embout fémoral

Disponible en deux versions

1. Adaptateur CA: une version respectueuse de l'environnement qui rend superflue toute utilisation de piles alcalines. Pièce à main à usage unique et adaptateur secteur réutilisable.
2. Piles intégrées : une version flexible et mobile avec piles intégrées à la pièce à main, pour un retrait rapide et simple des piles.

Système Pulsed Lavage, alimentation en courant alternatif


Réf.	Description	CI/CE
9750000*	Système Pulsed Lavage, alimentation en courant alternatif	-/5

Système Pulsed Lavage, avec piles intégrées


Réf.	Description	CI/CE
9750001	Système Pulsed Lavage, avec piles intégrées	-/5

Adaptateur CA


Réf.	Description	CI/CE
9752040	Adaptateur CA (CH) (CA 100-240 V)	-/1

Brosse fémorale


Réf.	Description	CI/CE
9751000**	Brosse fémorale	-/10
9751001	Petit embout conique, 30 mm (sans illustration)	-/10
9751002	Embout tubulaire coaxial, 23 cm (sans illustration)	-/10

* Version CA disponible avec des trousse chirurgicales. Version à piles prochainement disponible aussi pour une utilisation dans les trousse opératoires.
** Brosse fémorale disponible – soit à conditionnement stérile individuel ou dans une trousse opératoire sur-mesure.



Tenues de bloc BARRIER®

L'assortiment de tenues de bloc BARRIER comprend les produits les plus divers destinés à la protection du personnel chirurgical et de la plaie contre toute contamination bactérienne.

Les casques chirurgicales BARRIER offrent différents niveaux de protection convenant aussi bien aux brèves interventions impliquant un faible écoulement de liquides qu'aux interventions prolongées associées à un écoulement élevé à très élevé de liquides. Les casques chirurgicales de performances supérieures sont renforcées par un film de polyéthylène sur la face avant et au niveau des manches ou sont même imperméables sur toute leur surface afin d'améliorer la protection contre les contaminations pour le personnel chirurgical et la plaie opératoire.

Une grande partie des casques chirurgica-

les BARRIER offrent en cas d'interventions prolongées un degré de confort élevé grâce à leur matériau respirant et souple.

Les coiffes chirurgicales BARRIER offrent aussi un important confort et protègent le champ opératoire de toute chute de particules.⁶

Les masques faciaux médicaux BARRIER (masques chirurgicaux) sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité. Ils présentent d'excellentes capacités de filtrage et sont en partie équipés d'une protection anti-éclaboussures.⁷

Nos tenues de bloc ont été développées afin de garantir aussi bien la protection et la sécurité pour les patients que le confort de l'équipe chirurgicale. Le large assortiment de tenues de bloc à usage unique et de vestes chauffantes offrent chaque jour fraîcheur


et sécurité. Les tenues de bloc à usage unique continuent de contribuer au contrôle des infections nosocomiales.⁴

La blouse Clean Air Suit assure un contrôle des infections efficace⁵, par exemple au sein de services comme le service orthopédique où elle est particulièrement requise et réduit le risque de contamination bactérienne par l'air par la libération de particules cutanées du personnel dans l'environnement.

Mölnlycke offre aussi d'autres produits complémentaires pour la sécurité et le confort du personnel chirurgical, comme des tenues, telles que des casques et des tabliers de protection.

Casaques chirurgicales en SMS

Casaque chirurgicale BARRIER Ultimate



PROTECTION	CONFORT
4 water droplets	5 hearts




Design ergonomique

Pour une protection et un confort ultimes

- Matériau très souple et silencieux
- Activité de respiration maximale pour un confort ultime
- Matériau SMS fortement imperméable aux liquides pour une protection améliorée
- Ajustement ergonomique pour une plus grande liberté de mouvements
- Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non renforcée (SP)

Casaque chirurgicale BARRIER Universal




PROTECTION	CONFORT
4 water droplets	3 hearts



Pour une protection totale et une grande simplicité

- Casaque à coupe large pour un ajustement universel
- Matériau SMS hydrophobe pour des interventions de durée moyenne impliquant un écoulement modéré à élevé de liquides
- Découpe en T pour un bon ajustement; manches extra longues permettant de prévenir la remontée des poignets
- Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non renforcée (SP)

Casaque chirurgicale BARRIER Primary



PROTECTION	CONFORT
1 water droplet	4 hearts




Pour une protection facile et une grande simplicité

- Matériau léger pour une mobilité et une flexibilité améliorées
- Matériau SMS hydrophobe pour des interventions de courte durée impliquant un faible écoulement de liquides
- Coupe en T pour un bon ajustement
- Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non renforcée (SP)

Casaques chirurgicales en spunlance

Casaque chirurgicale BARRIER Classic



PROTECTION	CONFORT
4 water droplets	4 hearts




Design ergonomique

Pour une excellente souplesse et un grand confort

- Matériau très souple pour un confort amélioré
- Matériau spunlace hydrophobe pour des interventions impliquant un écoulement moyen de liquides
- Ajustement ergonomique pour une plus grande liberté de mouvements
- Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non renforcée (SP)

Casaques chirurgicales en stratifié

Casaque chirurgicale BARRIER FFP*



PROTECTION	CONFORT
5 water droplets	1 heart



Design ergonomique

Pour une protection maximale contre les liquides

- Matériau léger et respirant pour une bonne régulation de la chaleur
- Les micropores évitent la sudation, tandis que le film de polyéthylène prévient la pénétration de liquides
- Imperméable aux liquides corporels sur toute la surface pour une protection optimale
- Ajustement ergonomique pour une plus grande liberté de mouvements

* Fluid Protection Plus

Casaques chirurgicales Ultimate Standard


Réf.	Description	CI/CE
680102	Taille L: 121 cm*	18/36
680103	Taille L-L: 137 cm*	16/32
680104	Taille XL: 132 cm*	16/32
680105	Taille XL-L: 148 cm*	16/32
680106	Taille XXL-L: 147 cm*	14/28

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains


Casaque chirurgicale portefeuille en SMS hautement imperméable aux liquides, innovant et extrêmement performant avec imprégnation supplémentaire pour une protection élevée dans le cadre d'interventions impliquant un écoulement de liquides faible à modéré. Confort de port ultime grâce à un matériau particulièrement souple et respirant ainsi qu'à une liberté de mouvements illimitée permise par la coupe ergonomique. La solution haut de gamme permettant une grande sécurité et un confort optimal. Boîte de distribution pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

Casaques chirurgicales Ultimate renforcées



Réf.	Description	CI/CE
690102	Taille L: 121 cm*	16/32
690103	Taille L-L: 137 cm*	14/28
690104	Taille XL: 132 cm*	14/28
690105	Taille XL-L: 148 cm*	14/28
690106	Taille XXL: 147 cm*	12/24
690107	Taille XXL-XL: 167 cm*	12/24

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS hautement imperméable aux liquides, innovant et extrêmement performant avec imprégnation supplémentaire pour une protection élevée dans le cadre d'interventions impliquant un écoulement de liquides modéré à élevé. Confort de port ultime grâce à un matériau particulièrement souple et respirant ainsi qu'à une liberté de mouvements illimitée permise par la coupe ergonomique. Le renfort généreux, imperméable et respirant assure une grande protection dans la zone critique. La solution haut de gamme permettant une grande sécurité et un confort optimal. Boîte de distribution pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

Protège-bras


Réf.	Description	CI/CE
623501	Longueur: 48 cm, avec poignets, conditionnement individuel	30/180
962350	Longueur: 48 cm, avec poignets, conditionnement individuel	

Casaques chirurgicales Classic renforcées


Réf.	Description	CI/CE
660101	Taille L: 121 cm*	18/36
660102	Taille L-L : 131 cm*	18/36
660105	Taille XL: 132 cm*	16/32
660106	Taille XL-L: 145 cm*	16/32
660111	Taille XXL-L: 148 cm*	16/32
660110	Taille XXL-XL: 161 cm*	16/32


* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

La casaque chirurgicale portefeuille en spunlace imperméable aux liquides offre une protection et un confort élevés pour les interventions impliquant un écoulement de liquides modéré à élevé. Confort de port élevé grâce à un matériau de type textile et respirant ainsi qu'à une liberté de mouvements illimitée permise par la coupe ergonomique. Le renfort généreux, imperméable et respirant assure une grande protection dans la zone critique. Le classique associé à une sécurité élevée et un confort optimal. Conditionnement sous vide avec boîte de distribution supplémentaire pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

Trousse de casaques chirurgicales Classic renforcées


Réf.	Description	CI/CE
660109	Tailles 2 x XL-L + 1 x L-L, 145/131 cm, sans essuie-mains, conditionnement en crêpe	6/12

Trousse composée de trois casaques chirurgicales Classic renforcées.


Casaques chirurgicales Classic Standard


Réf.	Description	CI/CE
650101	Taille M: 121 cm*	20/40
650102	Taille L: 121 cm*	20/40
650104	Taille L-L : 131 cm*	20/40
650108	Taille XL: 132 cm*	18/36
650110	Taille XL-L: 145 cm*	18/36
650114	Taille XXL-L: 148 cm*	18/36
650113	Taille XXL-XL: 161 cm*	16/32

650105	Taille L-L: 131 cm, sans essuie-mains, sans papier de protection	22/44
650111	Taille XL-L: 145 cm, sans essuie-mains, sans papier de protection	18/36


* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

La casaque chirurgicale portefeuille en spunlace imperméable aux liquides offre une protection et un confort élevés pour les interventions impliquant un écoulement de liquides faible à modéré. Confort de port élevé grâce à un matériau de type textile et respirant ainsi qu'à une liberté de mouvements illimitée permise par la coupe ergonomique. Le classique associé à une sécurité élevée et un confort optimal. Conditionnement sous vide avec boîte de distribution supplémentaire pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

Trousse de casaques chirurgicales Classic Standard


Réf.	Description	CI/CE
650112	Tailles 2 x XL-L + 1 x L-L, 145/131 cm, sans essuie-mains, conditionnement en crêpe	6/12


Trousse composée de trois casaques chirurgicales Standard.

Casaques chirurgicales Classic


Réf.	Description	CI/CE
640101	Taille L: 120 cm*	20/40
640102	Taille L: 120 cm**	22/44
640103	Taille XL-L: 141 cm**	20/40

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains
** Conditionnement en crêpe, avec 1 essuie-mains


Casaque chirurgicale à nouer en spunlace imperméable aux liquides servant de standard en termes de protection et de sécurité. Confort de port élevé permis par un matériau souple et respirant. L'absence de chevauchement dans le dos assure un important confort thermique.

Casaque chirurgicale Universal renforcée


Réf.	Description	CI/CE
93000721	Taille L: 127 cm*	-/24
93000722	Taille L-L: 142 cm*	-/24
93000723	Taille XL: 137 cm*	-/24
93000724	Taille XL-L: 152 cm*	-/22
93000725	Taille XXL-L: 167 cm*	-/20

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains


Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides avec imprégnation supplémentaire pour une protection élevée dans le cadre d'interventions impliquant un écoulement de liquides modéré. Casaque à coupe large pour un ajustement universel et une bonne liberté de mouvements. Avec des manches extra longues qui préviennent la remontée des poignets hors des gants chirurgicaux. Le renfort assure une protection supplémentaire dans les zones critiques. La solution universelle pour une sécurité et un confort optimaux.

Casaque chirurgicale Universal Standard


Réf.	Description	CI/CE
93000621	Taille L: 127 cm*	-/26
93000622	Taille L-L: 142 cm*	-/26
93000623	Taille XL: 137 cm*	-/26
93000624	Taille XL-L: 152 cm*	-/24
93000625	Taille XXL-L: 167 cm*	-/22

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains


Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides avec imprégnation supplémentaire pour une protection élevée. Idéale pour les interventions impliquant un écoulement de liquides faible à modéré. Casaque à coupe large pour un ajustement universel et une bonne liberté de mouvements. Avec des manches extra longues qui préviennent la remontée des poignets hors des gants chirurgicaux. La solution universelle pour une sécurité et un confort optimaux.

Casaques chirurgicales FPP (Fluid Protection Plus)


Réf.	Description	CI/CE
670102	Taille L: 121 cm*	32/64
670103	Taille L-L : 131 cm*	30/60
670104	Taille XL: 132 cm*	28/56
670105	Taille XL-L: 145 cm*	28/56
670107	Taille XXL-L: 148 cm*	26/52
670106	Taille XXL-XL: 161 cm*	28/56

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains


Casaque chirurgicale portefeuille intégralement imperméable aux liquides, fabriquée à partir d'un matériau unique, ultra-léger, imperméable aux liquides et néanmoins respirant pour les interventions impliquant un écoulement de liquides intensif ou pour les interventions à haut risque. Conditionnement sous vide pour un entreposage sûr, hygiénique et peu encombrant.

Casaques chirurgicales Classic Urologie


Réf.	Description	CI/CE
670301	Taille L: 141 cm*	16/32
670302	Taille XL: 160 cm*	16/32


* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

La casaque chirurgicale Urologie se compose à l'avant et au niveau des manches d'un film de PE imperméable aux liquides pour une protection optimale dans le cadre d'interventions urologiques impliquant un important écoulement de liquides. De par sa coupe large, elle convient tout particulièrement aux interventions urologiques en position assise. Le dos ouvert assure un plus grand confort. Conditionnement sous vide pour un entreposage sûr, hygiénique et peu encombrant.

Casaques chirurgicales Primary renforcées


Réf.	Description	CI/CE
98000722	Taille L: 127 cm*	-/30
98000723	151 cm, 2 essuie-mains, conditionnement en crêpe, L-L	-/28
98000724	127 cm, 2 essuie-mains, conditionnement en crêpe, XL	-/28
98000725	Taille XL-L: 152 cm*	-/26

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides pour toutes les petites interventions peu complexes et de courte durée impliquant un moindre écoulement de liquides. Le renfort imperméable dans la zone critique assure une protection supplémentaire. La solution économique pour les services stationnaire et ambulatoire.

Casaques chirurgicales Primary Standard


Réf.	Description	CI/CE
98000622	Taille L: 127 cm*	-/42
98000623	151 cm, 2 essuie-mains, conditionnement en crêpe, L-L	-/42
98000624	127 cm, 2 essuie-mains, conditionnement en crêpe, XL	-/42
98000625	Taille XL-L: 152 cm*	-/42

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides pour toutes les petites interventions peu complexes et de courte durée impliquant un moindre écoulement de liquides. La solution économique pour les services stationnaire et ambulatoire.

Coiffe chirurgicale Basic, Annie


Réf.	Description	CI/CE
621500	Charlotte, triée en fonction du coloris, t. L	150/600
621715	Charlotte, bleu, t. M	150/600
621725	Charlotte, vert, t. M	150/600
621815	Charlotte, bleu, t. L	150/600
621825	Charlotte, vert, t. L	150/600
621925	Charlotte, vert, t. XL	150/600

M = 50 cm
L = 55 cm
XL = 60 cm

Coiffe chirurgicale Basic


Réf.	Description	CI/CE
42620	Charlotte, bleu, taille standard	100/600
42630	Charlotte, vert, taille standard	100/600


Coiffe chirurgicale Basic, Annie Pro


Réf.	Description	CI/CE
621845	Charlotte, vert, bande de transpiration	120/480

Coiffe chirurgicale Basic, Charlotte


Réf.	Description	CI/CE
620900	Coiffe pour patient, blanc, t. M	-/200

M = 50 cm

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Flott


Réf.	Description	CI/CE
42013	Charlotte, vert, en Cluster-Key-Back respirant	100/400



Réf.	Description	CI/CE
70042013	Charlotte, vert, en Cluster-Key-Back respirant	100/600

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Flair


Réf.	Description	CI/CE
42112	avec couture au milieu, vert, convient spécifiquement aux cheveux épais, en Cluster-Key-Back respirant	60/480



L'ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

Coiffe chirurgicale Standard, Tuck



Réf.	Description	CI/CE
620100	Cagoule, vert	100/500
620105	Cagoule, bleu	100/500

Coiffe chirurgicale Standard, Glenn



Réf.	Description	CI/CE
620200	Cagoule avec bande de transpiration au niveau du front et du col, vert	40/200

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, All Lady



Réf.	Description	CI/CE
42071	Cagoule pour femmes, vert, convient aussi aux cheveux longs, en Cluster-Key-Back respirant	120/960

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, All



Réf.	Description	CI/CE
42072	Cagoule, bleu, convient aussi aux cheveux longs, en Cluster-Key-Back respirant	120/960
42073	Cagoule, vert, convient aussi aux cheveux longs, en Cluster-Key-Back respirant	120/960

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, All Pro



Réf.	Description	CI/CE
42074	Cagoule avec bande de transpiration au niveau du front, vert, convient aussi aux cheveux longs, en Cluster-Key-Back respirant	70/560



Réf.	Description	CI/CE
42076	Cagoule avec bande de transpiration au niveau du front et du col, vert, convient aussi aux cheveux longs, en Cluster-Key-Back respirant	50/400

Coiffe chirurgicale Standard, Kosack



Réf.	Description	CI/CE
621000	avec bande de nuque élastique, vert	100/500
621001	avec bande de nuque élastique, violet	100/500
621005	avec bande de nuque élastique, bleu	100/500

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Miss



Réf.	Description	CI/CE
42022	avec bande de nuque élastique, bleu, en Cluster-Key-Back respirant	120/960
42023	avec bande de nuque élastique, vert, en Cluster-Key-Back respirant	120/960



Coiffe chirurgicale Standard, Flory



Réf.	Description	CI/CE
620500	Coiffe, avec bride frontale variable et cordons vert/blanc	100/500

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Chic



Réf.	Description	CI/CE
42033	Coiffe, avec bride frontale variable et cordons, vert, en Cluster-Key-Back respirant	100/800
42034	Coiffe, avec bride frontale variable et cordons, bleu, en Cluster-Key-Back respirant	100/800

Coiffe chirurgicale Standard, Peggy



Réf.	Description	CI/CE
621700	avec de bande de nuque élastique, vert, convient spécifiquement aux cheveux longs	100/500

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Top



Réf.	Description	CI/CE
42093	avec bande de nuque élastique, vert, convient spécifiquement aux cheveux longs, en Cluster-Key-Back respirant	120/960



Coiffe chirurgicale Standard, Jack



Réf.	Description	CI/CE
620300	Bonnet, vert	100/500

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Elast



Réf.	Description	CI/CE
42062	Bonnet, bleu, en Cluster-Key-Back respirant	150/1200
42063	Bonnet, vert, en Cluster-Key-Back respirant	150/1200

Coiffe chirurgicale Spécial, Commudus



Réf.	Description	CI/CE
622010	avec bande de transpiration intégrée	60/300

Coiffe chirurgicale Standard, Eurocap



Réf.	Description	CI/CE
620800	Bonnet, bleu, taille standard	100/500
620810	Bonnet, vert, taille standard	100/500

L'ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

L'ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

Vue d'ensemble des coiffes

Ref.	Désignation	Coloris	sans latex	Bande de transpiration	Avec élastique	Bande de nuque élastique	Cheveux longs	Personnel féminin	Personnel masculin	Patients	Matériau
Charlotte											
620900	Coiffe chirurgicale Charlotte	blanc	•		•					•	P
621845	Coiffe chirurgicale Annie Pro	vert	•	•	•		•	•	•	•	P
42620	Coiffe chirurgicale Basic	bleu			•		•	•	•	•	P
42630	Coiffe chirurgicale Basic	vert			•		•	•	•	•	P
621500	Coiffe chirurgicale Annie	multi	•		•		•	•	•	•	P
621715	Coiffe chirurgicale Annie, M	bleu	•		•		•	•	•	•	P
621725	Coiffe chirurgicale Annie, M	vert	•		•		•	•	•	•	P
621815	Coiffe chirurgicale Annie, L	bleu	•		•		•	•	•	•	P
621825	Coiffe chirurgicale Annie, L	vert	•		•		•	•	•	•	P
621925	Coiffe chirurgicale Annie, XL	vert	•		•		•	•	•	•	P
42013	Coiffe chirurgicale Flott	vert			•		•	•	•	•	C
70042013	Coiffe chirurgicale Flott	vert	•		•		•	•	•	•	C
42113	Coiffe chirurgicale Flair	vert			•		•	•	•	•	C
Cagoule											
620100	Coiffe chirurgicale Tuck	vert	•				•	•	•		V
620105	Coiffe chirurgicale Tuck	bleu	•				•	•	•		V
42071	Coiffe chirurgicale All Lady	vert	•				•	•			C
620200	Coiffe chirurgicale Glenn	vert	•	•			•	•	•		V
42072	Coiffe chirurgicale All	bleu	•				•	•	•		C
42073	Coiffe chirurgicale All	vert	•				•	•	•		C
42074	Coiffe chirurgicale All Pro	vert	•	•			•	•	•		C
42076	Coiffe chirurgicale All Pro	vert	•	•			•	•	•		C
Spécial											
620300	Coiffe chirurgicale Jack	vert	•						•		V
621700	Coiffe chirurgicale Peggy	vert	•		•	•	•	•	•		V
621000	Coiffe chirurgicale Kosack	vert	•		•	•	•	•			V
621001	Coiffe chirurgicale Kosack	violet	•		•	•	•	•			V
621005	Coiffe chirurgicale Kosack	bleu	•		•	•	•	•			V
620500	Coiffe chirurgicale Flory	vert	•				•	•	•		V
620500	Coiffe chirurgicale Eurocap	bleu	•						•		V
620800	Coiffe chirurgicale Eurocap	vert	•						•		V
42062	Coiffe chirurgicale Elast	bleu	•						•		C
42063	Coiffe chirurgicale Elast	vert	•						•		C
42093	Coiffe chirurgicale Top	vert			•	•	•	•	•		C
622010	Coiffe chirurgicale Commodus	vert	•	•	•	•		•	•		V
42033	Coiffe chirurgicale Chic	vert	•				•	•	•		C
42034	Coiffe chirurgicale Chic	bleu	•				•	•	•		C
42022	Coiffe chirurgicale Miss	bleu		•			•	•	•		C
42023	Coiffe chirurgicale Miss	vert		•			•	•	•		C

V = viscose-polyester, C = viscose-cellulose-polyester, P = polypropylène

Masque chirurgical avec boucles auriculaires



Réf.	Description	CI/CE
4237	Cordons, fleuri	60/600

Masque chirurgical avec cordons et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
4311	Boucles auriculaires, bleu	50/600

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
657200	Boucles auriculaires, bleu	50/600

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
42270	Boucles auriculaires, bleu	50/500

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.




Masque chirurgical standard



Réf.	Description	CI/CE
4302	Cordons, vert	50/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
4239	Cordons, vert	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
657000	Cordons, bleu	60/360

Masque chirurgical avec cordons extra longs, un revêtement intérieur en non-tissé et une efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
42280	Cordons, bleu	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
4230	Masque chirurgical pour peau sensible en cellulose, avec cordons, bleu	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à la peau particulièrement sensible. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.




L'ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

Masque chirurgical spécial



Réf.	Description	CI/CE
657100	Cordons, masque extra-large pour porteurs de barbe, bleu	60/360

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Masque chirurgical spécial




Réf.	Description	CI/CE
657010	Cordons, anti-buée, bleu	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides et tout particulièrement aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
658200	Boucles auriculaires avec support, vert	50/500

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé.



Réf.	Description	CI/CE
657030	Cordons, anti-buée, protection anti-éblouissement et visière, bleu	50/300

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.




Réf.	Description	CI/CE
4231	Masque chirurgical pour peau sensible en cellulose, avec cordons, anti-buée, bleu	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à la peau particulièrement sensible et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
658000	Cordons avec support, vert	60/600
658010	Cordons avec support, anti-buée, vert	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
658300	Masque chirurgical pour peau sensible avec cordons, support, blanc	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à la peau particulièrement sensible. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Réf.	Description	CI/CE
4238	Masque chirurgical pour peau sensible avec cordons, anti-buée, bande anti-réflexion, vert	60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à la peau particulièrement sensible. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.



Masque chirurgical Extra Protection



Réf.	Description	CI/CE
4232	Masque chirurgical pour peau sensible en cellulose, avec cordons, anti-buée, anti-éclaboussures, protection anti-éblouissement et visière, bleu	50/200

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. Le design efficace à 4 couches garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de liquides important à très important. Masque EN de type II R avec 4 couches.



Réf.	Description	CI/CE
4267	Masque chirurgical en cellulose avec boucles auriculaires, anti-buée, anti-éclaboussures, résistant aux projections de liquides, bleu	50/200

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. Le design efficace à 4 couches garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de liquides important à très important. Masque EN de type II R avec 4 couches.




Masque chirurgical Extra Protection



Réf.	Description	CI/CE
4234	Masque chirurgical pour peau sensible en cellulose, avec cordons, anti-buée, anti-éclaboussures, vert	50/500
4236	Masque chirurgical pour peau sensible en cellulose, avec cordons, anti-buée, anti-éclaboussures, violet	50/500

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. Le design efficace à 4 couches garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de liquides important à très important. Masque EN de type II R avec 4 couches.



Réf.	Description	CI/CE
4224	Masque chirurgical en cellulose avec boucles auriculaires, anti-buée, anti-éclaboussures, résistant aux projections de liquides, bleu	50/500

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de filtration bactérienne de $\geq 98\%$. Le design efficace à 4 couches garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de liquides important à très important. Masque EN de type II R avec 4 couches.



Demi-masque filtrant pour une protection contre les particules



Réf.	Description	Cl/CE
42904	Masque FFP2 avec bandes élastiques bleues, blanc	20/200

Vue d'ensemble des masques

Réf.	Désignation	Boucle auriculaire	Cordon	Couches	Coloris	Pour la peau sensible	Anti-buée	Anti-éclaboussures blanc / sans encres	Support	Porteurs de barbe, extra large	Visière	Anse nasale rembourrée
Masques chirurgicaux Standard / EN 14683 type II												
4311	Masque chirurgical Basic	•		3	bleu							
657200	Masque chirurgical standard	•		3	bleu							
42270	Masque chirurgical standard	•		3	bleu							
4237	Masque chirurgical standard		•	3	Fleuri							
4302	Masque chirurgical Basic		•	3	vert							
4239	Masque chirurgical standard		•	3	vert							
657000	Masque chirurgical standard		•	3	bleu							
42280	Masque chirurgical standard		•	3	bleu							
4230	Masque chirurgical standard		•	3	bleu	•						
Masques chirurgicaux Spécial / EN 14683 type II R												
657100	Masque chirurgical spécial		•	3	bleu					•		
658200	Masque chirurgical spécial	•		3	vert				•			
658000	Masque chirurgical spécial		•	3	vert				•			
658010	Masque chirurgical spécial		•	3	vert	•			•			
4231	Masque chirurgical spécial		•	3	bleu	•	•					•
4238	Masque chirurgical spécial		•	3	vert	•						
657010	Masque chirurgical spécial		•	3	bleu	•						
657030	Masque chirurgical spécial		•	3	bleu	•					•	
658300	Masque chirurgical spécial		•	3	blanc	•		•	•			
Masques chirurgicaux Extra Protection / EN 14683 type II R												
4232	Masque chirurgical Extra Protection		•	4	bleu	•	•	•			•	
4224	Masque chirurgical Extra Protection	•		4	bleu		•	•				
4267	Masque chirurgical Extra Protection	•		4	bleu		•	•			•	
4236	Masque chirurgical Extra Protection		•	4	violet	•	•	•				
4234	Masque chirurgical Extra Protection		•	4	bleu		•	•				
Demi-masque filtrant pour une protection contre les particules / EN 149:2001												
42904	Demi-masque filtrant, FFP2				blanc							

Tous les masques BARRIER® sont exempts de latex.

L'ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

Tenues de bloc - Blouses Unisoft, en trois coloris



Réf.	Description	Cl/CE
18600	Blouse, vert, XS	-/48
18610	Blouse, vert, S	-/48
18620	Blouse, vert, M	-/48
18630	Blouse, vert, L	-/48
18640	Blouse, vert, XL	-/48
18650	Blouse, vert, XXL	-/48
18660	Blouse, vert, XXXL	-/48
18670	Blouse, vert, XXXXL	-/48

Réf.	Description	Cl/CE
21600	Blouse, bleu, XS	-/48
21610	Blouse, bleu, S	-/48
21620	Blouse, bleu, M	-/48
21630	Blouse, bleu, L	-/48
21640	Blouse, bleu, XL	-/48
21650	Blouse, bleu, XXL	-/48
21660	Blouse, bleu, XXXL	-/48
21670	Blouse, bleu, XXXXL	-/48

Réf.	Description	Cl/CE
24600	Blouse, violet, XS	-/48
24610	Blouse, violet, S	-/48
24620	Blouse, violet, M	-/48
24630	Blouse, violet, L	-/48
24640	Blouse, violet, XL	-/48
24650	Blouse, violet, XXL	-/48
24660	Blouse, violet, XXXL	-/48
24670	Blouse, violet, XXXXL	-/48

Trousse de tenue de bloc (blouse et pantalon) Basic, en 2 coloris



Réf.	Description	Cl/CE
836109	Blouse et pantalon, bleu, S	-/45
836209	Blouse et pantalon, bleu, M	-/45
836309	Blouse et pantalon, bleu, L	-/45
836409	Blouse et pantalon, bleu, XL	-/45
832109	Blouse et pantalon, violet, S	-/45
832209	Blouse et pantalon, violet, M	-/45
832309	Blouse et pantalon, violet, L	-/45
832409	Blouse et pantalon, violet, XL	-/45

Tenues de bloc - Pantalons à cordon Unisoft, en trois coloris




Réf.	Description	Cl/CE
18700	Pantalon à cordon, vert, XS	-/48
18710	Pantalon à cordon, vert, S	-/48
18720	Pantalon à cordon, vert, M	-/48
18730	Pantalon à cordon, vert, L	-/48
18740	Pantalon à cordon, vert, XL	-/48
18750	Pantalon à cordon, vert, XXL	-/48
18760	Pantalon à cordon, vert, XXXL	-/48
18770	Pantalon à cordon, vert, XXXXL	-/48

Réf.	Description	Cl/CE
21700	Pantalon à cordon, bleu, XS	-/48
21710	Pantalon à cordon, bleu, S	-/48
21720	Pantalon à cordon, bleu, M	-/48
21730	Pantalon à cordon, bleu, L	-/48
21740	Pantalon à cordon, bleu, XL	-/48
21750	Pantalon à cordon, bleu, XXL	-/48
21760	Pantalon à cordon, bleu, XXXL	-/48
21770	Pantalon à cordon, bleu, XXXXL	-/48

Réf.	Description	Cl/CE
24700	Pantalon à cordon, violet, XS	-/48
24710	Pantalon à cordon, violet, S	-/48
24720	Pantalon à cordon, violet, M	-/48
24730	Pantalon à cordon, violet, L	-/48
24740	Pantalon à cordon, violet, XL	-/48
24750	Pantalon à cordon, violet, XXL	-/48
24760	Pantalon à cordon, violet, XXXL	-/48
24770	Pantalon à cordon, violet, XXXXL	-/48

Veste chauffante Unisoft, verte



Réf.	Description	CI/CE
18001	Veste chauffante, vert, S	-/48
18010	Veste chauffante, vert, M	-/48
18020	Veste chauffante, vert, L	-/48
18030	Veste chauffante, vert, XL	-/48
18040	Veste chauffante, vert, XXL	-/48
18050	Veste chauffante, vert, XXXL	-/48

Veste chauffante Unisoft, bleue



Réf.	Description	CI/CE
28000	Veste chauffante, bleu, S	-/48
28010	Veste chauffante, bleu, M	-/48
28020	Veste chauffante, bleu, L	-/48
28030	Veste chauffante, bleu, XL	-/48
28040	Veste chauffante, bleu, XXL	-/48
28050	Veste chauffante, bleu, XXXL	-/48

Veste chauffante Unisoft, violette



Réf.	Description	CI/CE
24000	Veste chauffante, violet, S	-/48
24010	Veste chauffante, violet, M	-/48
24020	Veste chauffante, violet, L	-/48
24030	Veste chauffante, violet, XL	-/48
24040	Veste chauffante, violet, XXL	-/48
24050	Veste chauffante, violet, XXXL	-/48

Veste chauffante Unisoft, violet avec demi-manches



Réf.	Description	CI/CE
22300	Veste chauffante, violet, S	-/48
22310	Veste chauffante, violet, M	-/48
22320	Veste chauffante, violet, L	-/48
22330	Veste chauffante, violet, XL	-/48
22340	Veste chauffante, violet, XXL	-/48

Veste chauffante Unisoft, vert avec demi-manches




Réf.	Description	CI/CE
18300	Veste chauffante, vert, S	-/48
18310	Veste chauffante, vert, M	-/48
18320	Veste chauffante, vert, L	-/48
18330	Veste chauffante, vert, XL	-/48
18340	Veste chauffante, vert, XXL	-/48

Veste chauffante Unisoft, blanc avec demi-manches



Réf.	Description	CI/CE
25300	Veste chauffante, blanc, S	-/48
25310	Veste chauffante, blanc, M	-/48
25320	Veste chauffante, blanc, L	-/48
25330	Veste chauffante, blanc, XL	-/48
25340	Veste chauffante, blanc, XXL	-/48

Veste chauffante Basic, bleue



Réf.	Description	CI/CE
831010	Veste chauffante, bleu, S	-/30
831020	Veste chauffante, bleu, M	-/30
831030	Veste chauffante, bleu, L	-/30
831040	Veste chauffante, bleu, XL	-/30

Clean Air Suit, blouse



Réf.	Description	CI/CE
842000	Blouse de salle blanche bleue, avec pattes aux manches et à la taille, XS	-/28
842100	Blouse de salle blanche bleue, avec pattes aux manches et à la taille, M	-/22
842200	Blouse de salle blanche bleue, avec pattes aux manches et à la taille, M	-/22
842300	Blouse de salle blanche bleue, avec pattes aux manches et à la taille, L	-/20
842400	Blouse de salle blanche bleue, avec pattes aux manches et à la taille, XL	-/18
842500	Blouse de salle blanche bleue, avec pattes aux manches et à la taille, XXL	-/18
842600	Blouse de salle blanche bleue, avec pattes aux manches et à la taille, XXXL	-/16

Clean Air Suit, pantalon



Réf.	Description	CI/CE
843000	Pantalon avec cordon et pattes au niveau des jambes, bleu, XS	-/28
843100	Pantalon avec cordon et pattes au niveau des jambes, bleu, M	-/22
843200	Pantalon avec cordon et pattes au niveau des jambes, bleu, M	-/22
843300	Pantalon avec cordon et pattes au niveau des jambes, bleu, L	-/20
843400	Pantalon avec cordon et pattes au niveau des jambes, bleu, XL	-/18
843500	Pantalon avec cordon et pattes au niveau des jambes, bleu, XXL	-/18
843600	Pantalon avec cordon et pattes au niveau des jambes, bleu, XXXL	-/16

Blouse d'isolation non stérile



Réf.	Description	CI/CE
1901	longueur: 114 cm, jaune, L	-/50
1902	longueur: 114 cm, bleu, L	-/50
1903	longueur: 114 cm, vert, L	-/50
1904	longueur: 114 cm, blanc, L	-/50
1905	longueur: 114 cm, bleu marine, L	-/50
1921	longueur: 127 cm, jaune, XL	-/50
1922	longueur: 127 cm, bleu, XL	-/50
1923	longueur: 127 cm, vert, XL	-/50
1924	longueur: 127 cm, blanc, XL	-/50
1925	longueur: 127 cm, bleu marine, XL	-/50

Blouse d'isolation non stérile, avec bords côtes



Réf.	Description	CI/CE
19055	longueur: 114 cm, bleu, L	-/50
19255	longueur: 127 cm, bleu, XL	-/45

Blouse d'isolation stérile



Réf.	Description	CI/CE
616650	longueur: 120 cm, bleu, L	26/52

Blouse d'isolation non stérile, imperméable



Réf.	Description	CI/CE
1931	longueur: 124 cm, jaune, L	-/50
1932	longueur: 124 cm, bleu, L	-/50
1933	longueur: 142 cm, jaune, XL	-/40
1934	longueur: 142 cm, bleu, XL	-/40

Tabliers à usage unique



Réf.	Description	CI/CE
613000	Stratifié à 2 couches 115 x 75 cm, blanc	-/200
613100	Stratifié à 2 couches 145 x 75 cm, blanc	-/150
613350	Polyéthylène 140 x 81 cm, blanc	100/500

Trousse pour visiteur

-/30 1809



Unité	Description
1	Blouse d'isolation, sans revêtement, bleu, L,
2	Surchaussures, bleu
1	Coiffe chirurgicale, bleu
1	Masque chirurgicale, avec boucles auriculaires, bleu

Chemise pour patient



Réf.	Description	CI/CE
616550	Chemise pour patient, sans manches, bleu	10/140

Surchaussures



Réf.	Description	CI/CE
359000	Surchaussure, plastique, bleu, 36 x 15 cm	-/1000

Chemise pour patient



Réf.	Description	CI/CE
616560	Chemise pour patient, manches courtes, bleu	10/140

Surchaussures



Réf.	Description	CI/CE
359070	Surchaussure, non-tissé/plastique 35g/m², 39,5 x 16,5 cm, blanc/bleu	-/400

Couverture chauffante pour patient


Réf.	Description	Cl/CE
629998	Non-tissé 130 x 95 cm	-/40
629999	Non-tissé 130 x 190 cm	-/20

Couverture chauffante pour patient EasyWarm


Réf.	Description	Cl/CE
629900	Couverture pour patient auto-chauffante active, 92 x 152 cm, avec 12 coussinets chauffants avec activation à l'air (13 x 10 cm), pouvant être intégrés aux poches à la surface.	-/10

Couverture chauffante pour patient EasyWarm+


Réf.	Description	Cl/CE
629910	Couverture pour patient auto-chauffante active à deux composants, 110/150 x 200 cm, avec 12 coussinets chauffants avec activation à l'air (13 x 10 cm), pouvant être intégrés aux poches à la surface.	-/7

BARRIER® EasyWarm

La couverture pour patient auto-chauffante active se réchauffe une fois sortie de son emballage en l'espace de 30 min pour atteindre 44 °C et reste à cette température pendant 10 heures. La température cutanée sous les coussinets atteint au maximum 42 °C. La couverture peut maintenir la température corporelle pendant 2,5 heures au cours de l'opération en cas de temps de pré-

chauffe du patient d'au moins 30 minutes. Se réchauffant par oxydation, aucune alimentation électrique n'est requise et la couverture EasyWarm peut accompagner le patient en toute flexibilité du service hospitalier à la salle de réveil en passant par le bloc opératoire et contribue ainsi à prévenir une hypothermie.



Gants chirurgicaux Biogel®

Biogel est la principale marque internationale de gants chirurgicaux sophistiqués et de haute qualité pour les professionnels de santé. La marque est synonyme de l'une des principales percées de l'histoire des gants chirurgicaux. Le revêtement interne Biogel unique a permis d'enfiler les gants chirurgicaux malgré des mains humides. Biogel garantit la sécurité au plus haut niveau et sa gamme de gants chirurgicaux de latex et exempts de latex constitue la référence au sein du bloc opératoire.

Différents niveaux de sensibilité tactile et plusieurs textures sont disponibles et vous permettent ainsi de pouvoir trouver le gant idéal qui répond à vos attentes de confort et de protection. Les gants Biogel affichent le niveau AQL (Acceptable Quality Level) de perforation le plus bas. Cette propriété minimise le risque d'infection par des agents pathogènes comme le VIH et les virus de l'hépatite aussi bien pour les patients que pour les professionnels de santé.

Biogel est la seule marque de gants chirurgicaux importante dont les gants sont certifiés apyrogènes à 100%. Le risque de complications postopératoires est ainsi réduit. Biogel est aussi la seule marque de gants chirurgicaux importante disposant d'une offre exclusive exempte de poudre. Les gants chirurgicaux Biogel étant fabriqués et conditionnés dans un environnement garanti exempt de poudre, ils peuvent être utilisés dans le cadre de l'ensemble des interventions chirurgicales sans risque de contamination par de la poudre.

Biogel® - Une bonne sensation en toute sécurité

Les gants chirurgicaux Biogel® se caractérisent par leur excellente sécurité, leur qualité optimale et leur confort maximal. L'équipe chirurgicale, les patients et bien entendu le service des achats y gagnent.



le risque d'infection.

Biogel permet à l'équipe chirurgicale de pouvoir se concentrer pleinement sur l'intervention chirurgicale

- Ajustement anatomique et bonne sensibilité tactique
- Respect de la peau et confort de port élevé
-

Biogel aide à réduire le risque d'allergie

- 100% non poudré, et donc réduction du risque d'allergie au latex, notamment chez le personnel chirurgical
- Aussi disponible en variante synthétique pour contourner totalement les allergies au latex des patients et des utilisateurs
- Pauvre en allergènes et ne contient que de faibles quantités de résidus chimiques¹ et de protéines extractibles¹

Biogel aide à réduire le risque de complications post-opératoires

- Un assortiment de gants certifiés apyrogènes diminue le risque de réactions dangereuses aux pyrogènes*

Biogel offre un excellent rapport qualité/prix

- Affiche l'un des taux d'échec les plus faibles¹ et offre ainsi une efficacité supérieure par la faible quantité de gants utilisés⁷
- La réduction de risque de survenue d'allergies, de complications post-opératoires et d'infections contribue à faire diminuer les coûts consécutifs correspondants

Biogel aide à réduire le risque de contamination

- Sécurité supplémentaire pour l'équipe chirurgicale et les patients grâce à la diminution potentielle de contaminations et de blessures
- Chaque gant individuel fait l'objet d'un contrôle afin d'identifier la présence de trous et d'autres défauts¹ avant qu'il ne soit fourni à l'utilisateur. Les perforations survenant au cours de l'intervention sont identifiées de manière fiable au moyen des systèmes à gant double Biogel Indicator®.
- Cette fonction réduit le risque de contact avec du sang²⁻⁶ ou de contact avec d'autres fluides corporels et diminue ainsi

*Les pyrogènes sont des produits de dégradation de bactéries pouvant provoquer dans l'organisme humain des réactions tissulaires, de la fièvre, des inflammations ou même la mort⁸.

Références: ¹ MKT 004 Why Choose Biogel; ² Thomas S et al. Postgrad Med. 2001; 77: 458-60; ³ Quebbemann EJ et al. Arch Surg. 1992; 127: 213-6; ⁴ Sebold EJ, Jordan LR Clin Orthop. 1993; 297: 242-4; ⁵ LeSac C, Twomey RN. Joint Comm J Qual Safety. 2003; 29: 369-78; ⁶ Laine T, Aarnio P. Am J Surg. 2001; 181: 564-6; ⁷ MHC In Use Surgical Glove Failure Rate Comparison Study G009-005. [4658 total gloving events, glove brand code missing for 17 cases]; ⁸ Dorland, W. (Ed.). [2003]. Dorland's Illustrated Medical Dictionary. [30th ed.]. [2003]. Philadelphia, PA: Saunders

Gants chirurgicaux Biogel® - une sécurité qui vous convient

L'assortiment Biogel® de gants chirurgicaux sans latex

	Nom (Référence)	Coloris	Epaisseur	Surfaces	Particularités	Unités*
Sans latex – Polyisoprène						
	Biogel PI Indicator System (414**)				Système à gant double avec indicateur de perforation	Boîte = 50 paires = 25 systèmes d'indication CE = 200 paires = 100 systèmes d'indication
	Biogel PI UltraTouch (409**)	couleur paille	épais	lisse	avec revêtement antidérapant au niveau du revers	Boîte = 50 paires CE = 200 paires
	Biogel PI Indicator Underglove (416**)	bleu	épais	lisse		Boîte = 50 paires CE = 200 paires
	Biogel PI Micro Indicator System (483**)				Système à gant double avec indicateur de perforation	Boîte = 50 paires = 25 systèmes d'indication CE = 200 paires = 100 systèmes d'indication
	Biogel PI Micro (485**)	légèrement transparent	fin	rugueux / émoussé	Gant souple avec revêtement antidérapant au niveau du revers	Boîte = 50 paires CE = 200 paires
	Biogel PI Micro Indicator Underglove (489**)	bleu	fin	lisse		Boîte = 50 paires CE = 200 paires
	Biogel PI UltraTouch G (421**)	couleur paille	épais	rugueux / émoussé	Gant souple avec revêtement antidérapant au niveau du revers	Boîte = 50 paires CE = 200 paires
Sans latex – Polychloroprène						
	Biogel Skinsense (509**)	légèrement jaunâtre	fin	rugueux / émoussé	convient à la manipulation de principes actifs cytotoxiques et chimiques	Boîte = 50 paires CE = 200 paires
	Biogel Skinsense Indicator Underglove (406**)	bleu	fin	lisse	convient à la manipulation de principes actifs cytotoxiques et chimiques	Boîte = 50 paires CE = 200 paires
Sans accélérateur – Polychloroprène						
	Biogel NeoDerm (429**)	kaki	fin	rugueux / émoussé	convient aux professionnels sensibles aux produits chimiques (par ex. accélérateurs)	Boîte = 50 paires CE = 200 paires

Le gant pour les produits chimiques et cytostatiques***

Tous les gants Biogel® stériles présentent une forme entièrement ajustée. L'assortiment Biogel® complet est exempt de thiuramène.

Epaisseur (doigt): fin = 0,21-0,23 mm | normal = 0,24-0,25 mm | épais = 0,27-0,29 mm

AQL: 0,65¹

* avec des gants chirurgicaux Biogel® t. 9 = 40 paires / boîte = 160 paires / CE

** référence + taille (822 + taille: 7,5 = référence: 82275)

*** voir tableau de perméation et de dégradation

Système à gant double Biogel® PI Indicator™ 414


Réf.	Description	CI/CE
41455	Taille 5,5	25 x 2/100 x 2
41460	Taille 6	25 x 2/100 x 2
41465	Taille 6,5	25 x 2/100 x 2
41470	Taille 7	25 x 2/100 x 2
41475	Taille 7,5	25 x 2/100 x 2
41480	Taille 8	25 x 2/100 x 2
41485	Taille 8,5	25 x 2/100 x 2

Système à gant double synthétique avec indicateur de perforation stérile et non poudré en polyisoprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Système: une paire de gants internes bleus (plus larges d'une demi-taille) et une paire de gants externes de couleur paille. Recommandé pour les interventions chirurgicales affichant un risque élevé de perforation.

Biogel® PI UltraTouch™ 409


Réf.	Description	CI/CE
40955	Taille 5,5	50/200
40960	Taille 6	50/200
40965	Taille 6,5	50/200
40970	Taille 7	50/200
40975	Taille 7,5	50/200
40980	Taille 8	50/200
40985	Taille 8,5	50/200
40990	Taille 9	40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel associé à des sensations et une sensibilité tactile identiques à celles que permet le latex. Convient à toutes les interventions chirurgicales sur/avec des personnes allergiques au latex et à des fins de prévention des allergies.

Biogel® Skinsense® 509


Réf.	Description	CI/CE
50955	Taille 5,5	50/200
50960	Taille 6	50/200
50965	Taille 6,5	50/200
50970	Taille 7	50/200
50975	Taille 7,5	50/200
50980	Taille 8	50/200
50985	Taille 8,5	50/200
50990	Taille 9	40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polychloroprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Pour toutes les interventions chirurgicales avec/sur des personnes allergiques. Convient à une utilisation unique, pour la prévention des allergies et la fabrication de cytostatiques.

Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove 406


Réf.	Description	CI/CE
40655	Taille 5,5	50/200
40660	Taille 6	50/200
40665	Taille 6,5	50/200
40670	Taille 7	50/200
40675	Taille 7,5	50/200
40680	Taille 8	50/200
40685	Taille 8,5	50/200
40690	Taille 9	40/160

Gant interne chirurgical bleu stérile, non poudré et synthétique en polychloroprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Pour toutes les interventions chirurgicales avec/sur des personnes allergiques. Convient à une utilisation unique, pour la prévention des allergies et la fabrication de cytostatiques.

Biogel® PI Indicator™ Underglove 416


Réf.	Description	CI/CE
41655	Taille 5,5	50/200
41660	Taille 6	50/200
41665	Taille 6,5	50/200
41670	Taille 7	50/200
41675	Taille 7,5	50/200
41680	Taille 8	50/200
41685	Taille 8,5	50/200
41690	Taille 9	40/160

Gant interne chirurgical bleu stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Convient à toutes les interventions chirurgicales sur/avec des personnes allergiques au latex et à des fins de prévention des allergies. Convient à une utilisation unique.

Système à gant double Biogel® PI Micro Indicator® 483


Réf.	Description	CI/CE
48355	Taille 5,5	25 x 2/100 x 2
48360	Taille 6	25 x 2/100 x 2
48365	Taille 6,5	25 x 2/100 x 2
48370	Taille 7	25 x 2/100 x 2
48375	Taille 7,5	25 x 2/100 x 2
48380	Taille 8	25 x 2/100 x 2
48385	Taille 8,5	25 x 2/100 x 2

Système à gant double synthétique avec indicateur de perforation stérile et non poudré en polyisoprène avec ajustement anatomique. Système: une paire de gants internes bleus (plus larges d'une demi-taille) et une paire de gants externes de couleur paille. Recommandé pour les interventions chirurgicales affichant un risque élevé de perforation et exigeant une sensibilité tactile supérieure.

Biogel® NeoDerm® 429


Réf.	Description	CI/CE
42955	Taille 5,5	50/200
42960	Taille 6	50/200
42965	Taille 6,5	50/200
42970	Taille 7	50/200
42975	Taille 7,5	50/200
42980	Taille 8	50/200
42985	Taille 8,5	50/200
42990	Taille 9	40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polychloroprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Exempt de produits chimiques allergiques comme les thiurames, le mercaptobenzothiazole, la diphénylthiouree, la diphénylguanidine et le dithiocarbamate. Convient à toutes les interventions chirurgicales sur/avec des personnes allergiques au latex et de type IV et à des fins de prévention des allergies.

Biogel® PI Micro™ 485


Réf.	Description	CI/CE
48555	Taille 5,5	50/200
48560	Taille 6	50/200
48565	Taille 6,5	50/200
48570	Taille 7	50/200
48575	Taille 7,5	50/200
48580	Taille 8	50/200
48585	Taille 8,5	50/200
48590	Taille 9	40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique. Convient à toutes les interventions chirurgicales qui exigent une sensibilité tactile supérieure.

Biogel® PI Micro Indicator Underglove 489


Réf.	Description	CI/CE
48955	Taille 5,5	50/200
48960	Taille 6	50/200
48965	Taille 6,5	50/200
48970	Taille 7	50/200
48975	Taille 7,5	50/200
48980	Taille 8	50/200
48985	Taille 8,5	50/200
48990	Taille 9	40/160

Gant interne chirurgical bleu stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique. Convient à toutes les interventions chirurgicales exigeant une sensibilité tactile élevée sur/avec des personnes allergiques au latex et à des fins de prévention des allergies. Convient à une utilisation unique.





Biogel® PI UltraTouch G™ 421


Réf.	Description	CI/CE
42155	Taille 5,5	50/200
42160	Taille 6	50/200
42165	Taille 6,5	50/200
42170	Taille 7	50/200
42175	Taille 7,5	50/200
42180	Taille 8	50/200
42185	Taille 8,5	50/200
42190	Taille 9	40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Surface du gant à microstructure pour une sécurité de préhension et un contrôle optimal dans le cadre de la manipulation des instruments. Convient à toutes les interventions microchirurgicales.

Gants chirurgicaux Biogel® - une sécurité qui vous convient

L'assortiment Biogel® de gants chirurgicaux en latex

Nom (Référence)	Coloris	Epaisseur	Surfaces	Particularités	Unités*	Protéines (extractibles)
Latex – latex à base de caoutchouc naturel						
 Biogel Eclipse Indicator System (607**)				Système à gant double avec indicateur de perforation	Boîte = 50 paires = 25 systèmes d'indication CE = 200 paires = 100 systèmes d'indication	< 40 µg/g
 Biogel Eclipse (751**)	légèrement transparent	normal	rugueux / émoussé	Latex à base de caoutchouc naturel 30% plus souple et 15% plus fin (par rapport au gant Biogel Surgeons) avec revêtement antidérapant au niveau du revers	Boîte = 50 paires CE = 200 paires	< 40 µg/g
 Biogel Eclipse Indicator Underglove (732**)	vert	normal	lisse		Boîte = 50 paires CE = 200 paires	< 40 µg/g
 Biogel Surgeons (822**)	couleur paille	épais	lisse		Boîte = 50 paires CE = 200 paires	< 20 µg/g
 Biogel M (823**)	couleur paille	épais	lisse, bouts des doigts structurés		Boîte = 50 paires CE = 200 paires	< 20 µg/g
 Biogel Super-Sensitive (825**)	couleur paille	fin	lisse	Latex à base de caoutchouc naturel 20% plus souple par rapport au gant Biogel Surgeons	Boîte = 50 paires CE = 200 paires	< 20 µg/g
Gants dentaires et d'examen						
 Biogel Dental Sterile (99990**)	couleur paille	épais	lisse, bouts des doigts structurés	Gant dentaire stérile	Boîte = 10 paires CE = 100 paires	< 20 µg/g
 Biogel Dental (5636-5643)	couleur paille	épais	lisse, bouts des doigts structurés	Gant dentaire non stérile	Boîte = 25 paires CE = 150 paires	< 20 µg/g
 Biogel Diagnostic (5653-5660)	couleur paille	épais	lisse, bouts des doigts structurés	Gant d'examen non stérile	Boîte = 25 paires CE = 150 paires	< 20 µg/g

Tous les gants Biogel® stériles présentent une forme entièrement ajustée. L'assortiment Biogel® complet est exempt de thiuramène.

Epaisseur (doigt): fin = 0,21-0,23 mm | normal = 0,24-0,25 mm | épais = 0,27-0,29 mm

AQL: 0,65¹

* avec des gants chirurgicaux Biogel® L 9 = 40 paires / boîte = 160 paires / CE

** référence + taille (822 + taille: 7,5 = référence: 82275)

Système à gant double Biogel Eclipse® Indicator® 607


Réf.	Description	CI/CE
60755	Taille 5,5	25 x 2/100 x 2
60760	Taille 6	25 x 2/100 x 2
60765	Taille 6,5	25 x 2/100 x 2
60770	Taille 7	25 x 2/100 x 2
60775	Taille 7,5	25 x 2/100 x 2
60780	Taille 8	25 x 2/100 x 2
60785	Taille 8,5	25 x 2/100 x 2

Système à gant double avec indicateur de perforation stérile et non poudré en latex particulièrement souple avec revêtement interne Biogel. Système: une paire de gants internes verts (plus larges d'une demi-taille) et une paire de gants externes de couleur paille. Recommandé pour les interventions chirurgicales impliquant un risque élevé de perforation.

Biogel Eclipse® Indicator® Underglove 732


Réf.	Description	CI/CE
73255	Taille 5,5	50/200
73260	Taille 6	50/200
73265	Taille 6,5	50/200
73270	Taille 7	50/200
73275	Taille 7,5	50/200
73280	Taille 8	50/200
73285	Taille 8,5	50/200
73290	Taille 9	40/160

Gant interne chirurgical vert stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel en latex particulièrement souple. Le Biogel Eclipse Indicator Underglove convient à toutes les interventions chirurgicales associées impliquant un risque de perforation élevé et aussi à usage unique.

Biogel® M 823


Réf.	Description	CI/CE
82355	Taille 5,5	50/200
82360	Taille 6	50/200
82365	Taille 6,5	50/200
82370	Taille 7	50/200
82375	Taille 7,5	50/200
82380	Taille 8	50/200
82385	Taille 8,5	50/200
82390	Taille 9	40/160

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Surface du gant à microstructure pour une sécurité de préhension et un contrôle optimal dans le cadre de la manipulation des instruments. Convient à toutes les interventions microchirurgicales.

Biogel Eclipse® 751


Réf.	Description	CI/CE
75155	Taille 5,5	50/200
75160	Taille 6	50/200
75165	Taille 6,5	50/200
75170	Taille 7	50/200
75175	Taille 7,5	50/200
75180	Taille 8	50/200
75185	Taille 8,5	50/200
75190	Taille 9	40/160

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel pour une sensibilité tactile supérieure. La surface du gant est légèrement émoussé pour assurer une meilleure préhension. Convient à toutes les interventions chirurgicales qui exigent une sensibilité tactile supérieure.

Biogel® Surgeons 822


Réf.	Description	CI/CE
82255	Taille 5,5	50/200
82260	Taille 6	50/200
82265	Taille 6,5	50/200
82270	Taille 7	50/200
82275	Taille 7,5	50/200
82280	Taille 8	50/200
82285	Taille 8,5	50/200
82290	Taille 9	40/160

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Convient à toutes les interventions chirurgicales.

Biogel® Super-Sensitive™ 825


Réf.	Description	CI/CE
82555	Taille 5,5	50/200
82560	Taille 6	50/200
82565	Taille 6,5	50/200
82570	Taille 7	50/200
82575	Taille 7,5	50/200
82580	Taille 8	50/200
82585	Taille 8,5	50/200
82590	Taille 9	40/160

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Convient à toutes les interventions chirurgicales qui exigent une sensibilité tactile supérieure.

Biogel® Dental 56


Réf.	Description	CI/CE
5636	Taille 5,5	25/150
5637	Taille 6	25/150
5638	Taille 6,5	25/150
5639	Taille 7	25/150
5640	Taille 7,5	25/150
5641	Taille 8	25/150
5642	Taille 8,5	25/150
5643	Taille 9	25/150

Gant d'examen en latex non stérile et non poudré d'une qualité chirurgicale avec doigts droits et revêtement interne Biogel. Convient à tous les traitements dentaires.

Biogel® Diagnostic™ 56


Réf.	Description	CI/CE
5653	Taille 5,5	25/150
5654	Taille 6	25/150
5655	Taille 6,5	25/150
5656	Taille 7	25/150
5657	Taille 7,5	25/150
5658	Taille 8	25/150
5659	Taille 8,5	25/150
5660	Taille 9	25/150

Gant d'examen en latex non stérile et non poudré d'une qualité chirurgicale avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Convient à tous les traitements non stériles.

Biogel® Dental Sterile 99990


Réf.	Description	CI/CE
9999055	Taille 5,5	10/100
9999060	Taille 6	10/100
9999065	Taille 6,5	10/100
9999070	Taille 7	10/100
9999075	Taille 7,5	10/100
9999080	Taille 8	10/100
9999085	Taille 8,5	10/100
9999090	Taille 9	10/100

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec doigts droits et revêtement interne Biogel. Convient à tous les traitements de chirurgie dentaire/chirurgie orale.



Désinfection HiBi®

HiBi est une marque reconnue d'antiseptiques. L'assortiment de produits comprend des désinfectants pour les mains aussi bien pour le lavage que pour le frottement. Les produits HiBi sont disponibles à base d'eau ou d'alcool et la plupart d'entre eux offrent l'avantage de l'effet résiduel cliniquement prouvé du gluconate de chlorhexidine.

Chaque produit HiBi satisfait bien entendu l'ensemble des normes de qualité et de sécurité correspondantes et bon nombre d'entre eux les dépassent même.

Les produits HiBi offrent un effet antibactérien démontré, aussi bien pour les professionnels que pour les patients. Ils permettent

une protection contre une large variété de bactéries, levures, champignons et virus et restent actifs longtemps après leur application. Les principaux produits affichent un effet antimicrobien de six heures maximum et sont hypoallergéniques.

Une assistance et des conseils professionnels sont à tout moment disponibles pour l'ensemble des produits et permettent de maximiser l'efficacité de leur contrôle des infections.

Comme tous les produits Mölnlycke Health Care, les solutions HiBi sont le résultat d'une coopération étroite avec des professionnels de santé. Nous savons que les besoins du secteur de la santé évoluent en permanence

et nous relevons le défi consistant à satisfaire ces besoins. C'est la raison pour laquelle nous développons en continu des produits hautement efficaces comme HiBiSCRUB et contribuons ainsi à la sécurité et à l'efficacité de procédures chirurgicales.

Produits HiBi®

Technologie Hibi

Nos clients sont au cœur de nos efforts de développement des produits HiBi. Vous avez parfois besoin d'un produit qui détruit des bactéries par effet direct. Dans d'autres situations, un produit est appliqué et exerce un effet durable tout en offrant une protection à long terme. C'est la raison pour laquelle nous proposons une variété complète de solutions qui reposent aussi bien sur l'utilisation d'alcool que sur de la chlorhexidine.

Gluconate de chlorhexidine

A de faibles concentrations, la chlorhexidine est un principe actif puissant et à activité membranaire contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Elle se caractérise par un large spectre d'activité antibactérienne et est entre autres efficace contre les levures, les dermatophytes et les virus lipophiles. La chlorhexidine est uniquement efficace à des températures élevées contre des spores bactériennes. De par sa propriété cationique, la chlorhexidine est fortement liée à la peau où son effet durable se poursuit jusqu'à six heures. Elle est très mal absorbée par la peau.

Alcool

L'alcool à 100% pénètre et coagule la paroi cellulaire d'organismes unicellulaires et dégrade ainsi la protéine à l'intérieur de la paroi cellulaire. Cette anneau de protéine coagulée évite que l'alcool ne continue à pénétrer la cellule, elle est donc laissée au repos et ne meurt pas.¹⁴

En revanche, en cas d'utilisation d'alcool à 70%, comme c'est le cas avec le produit HiBi Liquid Hand Rub+, la protéine se coagule plus lentement et l'alcool peut pénétrer la cellule et tuer l'organisme avant la formation d'un anneau protéique coagulé. Il est ainsi possible d'obtenir une élimination efficace à moindre frais.

L'avantage de l'utilisation d'alcool en association avec du gluconate de chlorhexidine réside dans la combinaison de leurs effets: l'alcool exerce un effet direct, tandis que la chlorhexidine présente un effet résiduel prolongé jusqu'à 6 heures.¹⁵

Assistance du secteur de la santé

Mölnlycke a développé deux initiatives se concentrant sur les préoccupations majeures du secteur de la santé afin d'assister nos clients et de diffuser des informations relatives à nos produits.

Scrub up – Top up

Décrit les avantages de la désinfection des mains pour le personnel chirurgical lors du premier lavage des mains de la journée «Scrub Up» avec HiBiSCRUB, suivi du «Top Up» avec HiBi Liquid Hand Rub+ entre les interventions chirurgicales. Scrub Up - Top Up offre une protection et une efficacité optimales, ce qui est aujourd'hui décisif au sein du secteur de la santé.

Lavage du corps intégral

1 patient sur 20, chaque année plus de 4,5 millions de personnes dans toute l'Europe, contractent une infection nosocomiale au cours de leur séjour hospitalier.¹⁶ Une démonstration des avantages d'un lavage du corps intégral par HiBiSCRUB encourage les patients à prendre les dispositions nécessaires propres à réduire le risque d'une infection avant une opération.

Outil de sélection de produits HiBi

Il est simple de trouver le produit qui convient de manière optimale dans l'assortiment de produits HiBi. Tous les produits présentent un symbole qui indique clairement leur utilisation. Vous pouvez ainsi constater du premier coup d'œil quel produit peut être utilisé où et quand.

Lavage des mains à base d'eau



Lavage des mains moussant antimicrobien. Contient 4% de gluconate de chlorhexidine.

Hand Rub



Rince-mains liquide à base d'eau pour la désinfection des mains chirurgicale et/ou hygiénique

Lavage du corps intégral



Lavage du corps intégral à utiliser avant et après une intervention chirurgicale

HiBiSCRUB



Réf.	Description
35000902	HiBiSCRUB 250 ml (Pharmacode 0818947)
35000903	HiBiSCRUB 500 ml (Pharmacode 2666594)
35000913	HiBiSCRUB 125 ml (Pharmacode 4633392)

HibiDil



Réf.	Description
35000900	Pack de flacons HibiDil 240 x 15 ml (Pharmacode 1860785)
35000901	Pack de flacons HibiDil 120 x 50 ml (Pharmacode 2072989)
35000904	Pack de flacons HibiDil 25 x 15 ml (Pharmacode 1860779)

HiBi Liquid Hand Rub+



Réf.	Description
35000909	HiBi Liquid Hand Rub+ 500 ml (Pharmacode 4031954)

Pompes de dosage



Réf.	Description
35000906	Pompe de dosage HiBi Liquid Hand Rub+ (3 ml)



Réf.	Description
35000912	HiBiSCRUB Pompe de dosage (5 ml)

Références

1. Customer Reference Program, 2009
2. Customer Reference Program, 2009
3. Greiling M: A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Affiche présentée à l'Association européenne des directeurs d'hôpitaux, septembre 2010
4. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000; 36: 724-6.
5. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998; 14:206-10.
6. Humans as dispersers of microorganisms-dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn.
7. Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical- masks – Requirements and test methods.
8. Test mené au sein du PRAC (rapport 04-007) et supervisé par un dermatologue titulaire d'un certificat de spécialité, 2004.
9. Total Protein – Based on ASTM D5712 – 10 Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber and Its Products Using the Modified Lowry Method. Test mené au sein de la fondation Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
11. Antigenic Protein – Based on ASTM D6499 – 07 Standard Test Method for The Immunological Measurement of Antigenic Protein in Natural Rubber and its Products. Test mené au sein de la fondation Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, rapport n° 5268.
12. Eye of the Needle. UK Surveillance of Significant Occupational Exposures to Blood-borne Viruses in Healthcare Workers, Health Protection Agency, November 2006;
13. p4 <http://www.hpa.org.uk/infections>.
14. Preventing Disease in the Operating Room. Table ronde, American College of Surgeons, réunion de printemps, 29 avril 1998. Accessed at www.facs.org; 80/about_
15. [college\vacscomm\core\coreprev.html](http://college.vacscmm\core\coreprev.html) on Sep 16,1999
16. Wigmore SJ & Rainey JB, 'Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.' BSJ 1994; 81: 1480
17. Buck KM, The effects on germicides on microorganisms 09/2001 www.infectioncontroltoday.com
18. Paulson DS et al. 1993. Efficacy evaluation of a 4% Chlorhexidine gluconate as a full-body shower wash. Am J Infec Control 21 205-209.
19. Commission of the European Communities. Accompanying document to the Communication and Recommendation on patient safety, including the prevention and control of health-care-associated infections. December 2008.

Mölnlycke – Votre partenaire pour la qualité, l'efficacité et la sécurité

Chez Mölnlycke, nous offrons des solutions innovantes pour le traitement des plaies, l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité chirurgicale et la prévention des escarres. Des solutions qui contribuent à de meilleurs résultats et qui sont appuyées par des données cliniques et des données économiques sur la santé.

Tout ce que nous faisons est guidé par un seul but : aider les professionnels de la santé à faire de leur mieux.

Et nous voulons le prouver tous les jours.

2018/2019

Numéro de téléphone pour les commandes :
Customer Service Center 0800 563 196

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz, T +41 44 744 54 00, F +41 44 744 54 11, www.molnlycke.ch/fr-ch/
Le nom et le logo de Mölnlycke® et les marques BARRIER®, Biogel® et HiBi® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care Group. © 2018 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.

